

# C CARE



## KTS 210

**GEBRUIKSAANWIJZING  
INSTRUCTION MANUAL  
MODE D'EMPLOI  
BEDIENUNGSANLEITUNG**

**ELEKTRISCH WARMTEKUSSEN  
ELECTRIC HEATING PAD  
COUSSIN CHAUFFANTE  
ELEKTRISCHES HEIZKISSEN**

## GEBRUIKSAANWIJZING

Wij feliciteren u met de aankoop van ons C-CARE elektrische warmtekussen KTS210 en bedanken u voor het in ons merk en onze producten gestelde vertrouwen. Wij zijn er van overtuigd dat u met deze aankoop een hoogwaardig kwaliteitsproduct heeft aangeschaft waarvan u van het gebruik gedurende vele jaren plezier zult hebben. Leest u deze gebruiksaanwijzing eerst zorgvuldig door voor u het product in gebruik neemt, ook wanneer u met het soort product vertrouwd bent. Het geeft u bruikbare tips om uw product optimaal te gebruiken. Indien u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing toch nog vragen heeft over dit product en het gebruik er van stuurt u dan een e-mailbericht naar onderstaand adres; wij zullen uw vraag direct beantwoorden.

CRESTA INTERNATIONAL B.V.

ROLBRUGWEG 4

NL-1332 AS ALMERE

[info@cresta-international.com](mailto:info@cresta-international.com)

[www.cresta-care.com](http://www.cresta-care.com)

Tel : + 31 36 3030063

## BESCHRIJVING VAN DE SYMBOLEN:



NIET GEBRUIKEN BIJ JONGE KINDEREN  
(0-3 JAAR)



LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING



VOLTAGE




WATTAGE



ALLE WAARSCHUWINGEN IN ACHT  
NEMEN



FREQUENTIE



BESCHERMINGSKLASSE II



WARM OPPERVLAK



KINDEREN VAN PRODUCT VERWIJDERD  
HOUDEN



GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE  
SCHOK BIJ BESCHADIGDE  
KABEL EN STEKKER



GEBRUIK ALLEEN BINNENSHUIS

# C CARE



GEEN SPELDEN INSTEKEN



NIET VOUWEN OF KREUKELLEN




LET OP: ELEKTRISCHE SCHOK



HOES WASMACHINE WASBAAR  
MAXIMALE WASTEMPERATUUR 30°C  
GEBRUIK EEN FIJNWASPROGRAMMA



NIET GESCHIKT VOOR DE  
WASDROGER



NIET BLEKEN



NIET STRIJKEN



NIET CHEMISCH REINIGEN

LEES DEZE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR EN VOLG DE AANWIJZINGEN OP

- Dit product is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik, niet voor professionele toepassing in ziekenhuizen
- Gebruik dit warmtekussen uitsluitend met de controller SS19
- Dit warmtekussen is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik en niet voor gebruik in ziekenhuizen
- Gebruik het warmtekussen niet gevouwen of gekreukeld
- Gebruik het warmtekussen uitsluitend om uw lichaam te verwarmen. Het geeft u de warmte op de door u gewenste plekken van uw lichaam.
- Sluit het alleen aan op een netwerk met het voltage zoals

vermeld op het waslabel

- Het elektrische warmtekussen mag niet gevouwen of gekreukeld worden gebruikt
- Gebruik het warmtekussen niet bij personen die zich zonder hulp niet kunnen bewegen, kinderen onder 3 jaar die niet op oververhitting kunnen reageren, personen die ongevoelig zijn voor warmte of dieren
- Personen die slechts tot een bepaalde hoogte gevoelig zijn voor warmte mogen het warmtekussen uitsluitend onder toezicht gebruiken
- Kinderen van 8 jaar of ouder en personen met beperkt fysiek -, zintuigelijk - en mentaal vermogen of gebrek aan ervaring en kennis kunnen dit product gebruiken indien zij geïnstrueerd zijn over het veilige gebruik van het product en de gevaren goed begrijpen.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen ouder dan drie jaar, tenzij de bedieningselementen vooraf zijn ingesteld door een ouder of voogd, en tenzij het kind voldoende is geïnstrueerd over het veilig bedienen van de bedieningselementen.
- Gebruik het kussen niet met een tijdschakelklok tussen product en stopcontact.
- Kinderen mogen niet met het product spelen
- Reinigen en onderhoud mag zonder supervisie niet door kinderen worden uitgevoerd.
- Het product mag door kinderen tussen 3 en 8 jaar onder toezicht gebruikt worden en met de controller altijd ingesteld op de laagste temperatuurstand
- De kabels en de controller van het apparaat kunnen bij onjuiste plaatsing gevaar voor verstrikking, verwurging, struikelen of erop stappen veroorzaken.  
De gebruiker dient ervoor te zorgen dat overtollige kabelbinders en elektrische kabels veilig zijn aangebracht.
- Steek geen spelden of andere scherpe voorwerpen in het warmtekussen
- Trek en draai niet aan het netsnoer
- Stel de schakelaar niet bloot aan vocht of vloeistoffen
- Als de zekering is doorgebrand of wanneer de thermische verbinding verstoord is dient u het warmtekussen in te leveren bij de zaak waar u het gekocht heeft.
- Als het netsnoer beschadigd is dient dit vervangen te

worden door de importeur of diens service afdeling, dan wel door een gekwalificeerde persoon om gevaarlijke situaties te voorkomen

- Plaats geen zware voorwerpen als bijvoorbeeld een koffer op het warmtekussen wanneer dit is ingeschakeld.
- Plaats geen warmtebronnen als bijvoorbeeld een kruik op het warmtekussen wanneer dit is ingeschakeld
- Controleer het warmtekussen regelmatig op gebreken of tekenen van slijtage. Als zich dergelijke tekenen voordoen of het warmtekussen niet correct gebruikt is, dient u met het gebruik te stoppen en het in de leveren bij de zaak waar u het gekocht heeft.
- Een beschadigde kabel of stekker kan een elektrische schok veroorzaken
- Waak ervoor dat u niet met het warmtekussen in slaap valt. Langdurig gebruik ervan kan tot huidverbranding leiden
- Als het apparaat voor een langere tijd wordt gebruikt, bijvoorbeeld wanneer de gebruiker in slaap valt, dienen de bedieningselementen in stand 1 te worden gezet.
- Stel het apparaat in op temperatuurstand 1 voordat u in slaap valt of het voor een lange tijd gebruikt.
- Gebruik het warmtekussen niet op delen van uw lichaam die verbrand, geblesseerd of opgezwollen zijn
- Gebruik het warmtekussen niet wanneer dit vochtig of nat is en gebruik het uitsluitend in droge omgevingen
- Zorg ervoor dat de schakelaar niet is afgedekt. De schakelaar wordt tijdens het gebruik warm en dient deze warmte te kunnen afvoeren
- Vouw het kussen niet op wanneer dit nog warm is
- Het apparaat mag niet worden gebruikt door jonge kinderen ouder dan drie jaar, tenzij de bedieningselementen vooraf zijn ingesteld door een ouder of verzorger, en tenzij het kind voldoende is geïnstrueerd over het veilig bedienen van de bedieningselementen.
- De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die voorkomt uit onjuist gebruik.
- Het warmtekussen is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik binnenshuis en niet bedoeld voor professionele toepassing
- Zorg dat de kabel niet over scherpe hoeken loopt en zorg ervoor dat de kabel niet over een andere warmtebron loopt

KINDEREN ONDER DE LEEFTIJD VAN DRIE MOGEN DIT APPARAAT NIET GEBRUIKEN OMDAT ZIJ NIET OP OVERVERHITTING KUNNEN REAGEREN

DIT APPARAAT MAG NIET WORDEN GEBRUIKT DOOR PERSONEN DIE ONGEVOELIG ZIJN VOOR WARMTE EN ANDERE ZEER KWETSBARE PERSONEN DIE NIET KUNNEN REAGEREN OP OVERVERHITTING.

DE KABELS EN DE BEDIENINGSEENHEID VAN DIT APPARAAT KUNNEN LEIDEN TOT VERSTRIKKING, VERWURGING, STRUIKELEN OF EROP STAPPEN INDIEN ONJUIST GEPLAATST. DE GEBRUIKER MOET ERVOOR ZORGEN DAT OVERTOLLIGE KABELBINDERS EN ELEKTRISCHE KABELS VEILIG ZIJN GENSTALLEERD

## BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

Dit warmtekussen bestaat uit een drietal componenten:

1. Het warmtepad
2. De beschermhoes
3. De temperatuur controle unit

Plaats bij gebruik bij voorkeur het warmtekussen in de beschermhoes. De beschermhoes is op 30° C wasmachine wasbaar.

De kabel met de temperatuur controle unit kan uit het warmtekussen losgemaakt worden voor eenvoudiger opbergen.

LET OP:

Het warmtekussen kan bij het eerste gebruik een plastic geur afgeven. Deze geur is onschadelijk en zal na enig gebruik verdwijnen.

## AANZETTEN EN TEMPERATUUR INSTELLEN

INSCHAKELEN:

Druk de aan / uit knop  in op de controller. Het display licht op met het cijfer 1 en het getal 90. Het getal 1 staat hier voor de temperatuurinstelling en het getal 90 voor de ingestelde timer. Door op de + of - te drukken verstelt u de temperatuurinstelling naar hoger of lager. U kunt de temperatuurinstellingen kiezen van 1 tot 6. Bij langdurig gebruik adviseren wij maximaal stand 3 te gebruiken

## UITSCHAKELEN:

Druk de aan / uit knop  in op de controller om het warmtekussen uit te schakelen

## TEMPERATUURKEUZE


Kies de voor u comfortabele stand. Voor snel opwarmen adviseren wij kortstondig gebruik te maken van stand 6

## TEMPERATUURSTANDEN

Stand 0	Het product is uitgeschakeld
Standen 1 en 2	Geringe warmte
Standen 3 en 4	Gemiddelde warmte
Standen 5 en 6	Maximale warmte

## AUTOMATISCHE UITSCHAKELING

Het warmtekussen is voorzien van een instelbare timer die het product automatisch na 30, 60 of 90 minuten uitschakelt. Bij inschakeling is de standaard

instelling van de timer 90 minuten. Druk op de knop met het klokje  op de controller om de timer instelling te wijzigen naar 30 of 60 minuten. Indien u het product na de automatische uitschakeling alsnog wilt gebruiken schakel het kussen dan opnieuw als bovengenoemd in. Let u er hierbij op dat de temperatuurinstelling dan weer 1 is en de timer dan weer ingesteld is op de standaard instelling van 90 minuten.

Als u het warmtekussen niet meer wilt gebruiken schakel het kussen dan uit en neem de stekker uit het stopcontact. Als u het warmtekussen langdurig wilt opbergen neem dan eerst de stekker uit het stopcontact en koppel dan de kabel met schakelaar los van het warmtekussen

## ONDERHOUD EN REINIGING

Gebruik het warmtekussen samen met de textiele hoes om vet worden of beschadiging ervan te voorkomen door gebruik van lotions of oliën.

LET OP: om elektrische schokken te voorkomen dient u alvorens het product te reinigen eerst de stekker uit het stopcontact te verwijderen. Laat het kussen vervolgens minstens 10minuten afkoelen.

Koppel ook de kabel met controller los van het warmtekussen

U kunt het warmtekussen met de hand wassen en de hoes in de wasmachine op een fijnwas programma van 30°C. Gebruik hierbij een fijnwasmiddel in de juiste dosering als door de fabrikant aangegeven. Kleine vlekjes kunt u met een vochtige doek of spons en een milde zeepoplossing verwijderen. Gebruik geen



bleekmiddelen voor het reinigen. Spoel diverse keren om alle rest wasmiddel goed te verwijderen. Gebruik het warmtekussen pas weer wanneer dit volledig droog is.

Gebruik geen chemische - of schuurmiddelen om het product te reinigen, dit kan het product beschadigen.

Het product kan niet chemisch gereinigd worden. De beschermhoes kan wel chemisch gereinigd worden of schoongemaakt worden volgens de instructies op het productlabel

Dompel nooit de schakelaar onder in water of andere vloeistof. Dit kan het product beschadigen.

Hang het kussen niet met knijpers te drogen maar leg het plat op een vocht opnemende ondergrond als bijvoorbeeld een grote handdoek.

Het product kan niet in de droogtrommel worden gedroogd. Zet het product ook niet aan om het te drogen en strijk het eveneens niet.

Gebruik het product pas weer wanneer dit volledig droog is.

## OPBERGEN


Laat het warmtekussen eerst afkoelen voordat u het opbergt.

Berg het warmtekussen in een schone -, droge plaats. Leg het vlak neer. Om beschadiging te voorkomen plaats geen zware voorwerpen op het warmtekussen.

Indien u het warmtekussen gedurende langere tijd niet wilt gebruiken plaats het dan terug in de oorspronkelijke verpakking, zodat het optimaal beschermd is.

## MILIEUVRIENDELIJKE VERWIJDERING

Volgens de Europese regelgeving 2002/96/EC met betrekking tot elektrisch - en elektronisch afval mogen huishoudelijke apparaten niet bij het ongesorteerde huisvuil worden weggegooid, maar dienen bij uw plaatselijke inzamelpunt te worden ingeleverd, zodat diverse onderdelen weer kunnen worden hergebruikt en zo minder milieubelastend zijn.



Het doorgestreepte afvalbak symbool bij dit product herinnert u aan deze verplichting. Neemt u voor informatie over uw plaatselijke regelgeving contact op met uw gemeente.

## GARANTIE

CRESTA INTERNATIONAL B.V. garandeert dit product vrij van (fabrieke) fouten gedurende een periode van 36 maanden vanaf de aankoopdatum. In geval van een defect binnen deze periode zal CRESTA naar eigen oordeel het apparaat kosteloos repareren of vervangen voor eenzelfde - of gelijkwaardig apparaat. Deze garantie is niet van toepassing bij normale slijtage of indien naar het oordeel van CRESTA INTERNATIONAL B.V. het defect is veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik, vallen of stoten, waterschade, indien van toepassing lekkende batterijen en dergelijke. De garantie is uitsluitend van toepassing indien de aanspraak op garantie met de aankoopbon kan worden aangetoond.

---

Probeer het product niet te openen en zelf te repareren. Uw garantie aanspraken komen daarmee te vervallen

---

### Voorwaarden:

Indien een reparatie noodzakelijk is kunt u het product inleveren in de winkel waar u het gekocht heeft. U kunt het product ook rechtstreeks naar ons opsturen. Stuur u vooraf een bericht met uw klachtomschrijving en vergeet u bij het opsturen niet uw volledige adresgegevens - geen postbus - te vermelden zodat wij het product na reparatie of vervanging weer naar u kunnen retourneren. Indien u het product naar ons opstuurt dient u het voldoende te frankeren. Na reparatie of omruiling ontvangt u uw product van ons franco thuisgestuurd.

---

Service adres:  
Cresta International B.V  
Rolbrugweg 4 | NL-1332 AS ALMERE  
info@cresta-international.com  
www.cresta-international.com

Drukfouten en modelwijzigingen voorbehouden

## INSTRUCTIONS

We congratulate you on purchasing our C-CARE electric heating pad KTS210 and thank you for the confidence you have placed in our brand and products.

We are convinced that with this purchase you have acquired a high quality product that you will enjoy using for many years to come.

Please read these operating instructions carefully before using the product, even if you are familiar with the type of product. It gives you useful tips to get the most out of your product.

If, after reading this manual, you still have questions about this product and its use, please send an e-mail to the address below; we will answer your question immediately.

CRESTA INTERNATIONAL B.V.

ROLBRUGWEG 4

NL-1332 AS ALMERE

[info@cresta-international.com](mailto:info@cresta-international.com)

[www.cresta-care.com](http://www.cresta-care.com)

Tel : + 31 36 3030063

# C CARE

## DESCRIPTION OF THE ICONS:



NOT TO BE USED WITH VERY YOUNG CHILDREN  
(0-3 YEARS)



READ THE INSTRUCTIONS



VOLTAGE




WATTAGE



OBSERVE ALL WARNINGS



FREQUENCY



PROTECTIONCLASS II



HOT SURFACE



KEEP CHILDREN AWAY FROM THE  
PRODUCT



DANGER FOR ELECTRIC  
SHOCK IF CABLE OR PLUG  
DAMAGED



ONLY USE INDOOR

# C CARE



DO NOT INSERT PINS



DO NOT USE FOLDED OR RUCKED



ATTENTION: ELECTRIC SHOCK



COVER MACHINE WASHABLE  
MAXIMUM WASH TEMPERATURE 30°C  
MILD PROCESS



DO NOT TUMBLE DRY



DO NOT BLEACH



DO NOT IRON



DO NOT DRY CLEAN

READ THIS MANUAL CAREFULLY AND FOLLOW THE INSTRUCTIONS

- This product is for indoor household use only, not for professional use in hospitals
- Only use this heating pad with the controller SS19
- The device is only for private use and not for use in hospitals
- Do not use the device folded or creased
- Only use the heating pad to warm your body. It gives you the heat in the places you want on your body.

# C CARE

- Only connect it to a network with the voltage stated on the care label
- The electric heating pad must not be used folded or wrinkled
- Do not use the heating pad on persons who cannot move without assistance, children under 3 years who cannot react to overheating, persons who are insensitive to heat or animals
- Persons who are only sensitive to heat up to a certain extend may only use the heating pad under supervision
- The appliance is not to be used by children over the age of three unless the controls have been pre-set by a parent or guardian, and unless the child has been adequately instructed on how to operate the controls safely.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory and mental capabilities or lack of experience and knowledge can use this product if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children should not play with the product
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- The product may be used by children between 3 and 8 years of age under supervision and with the controller always set to the lowest temperature setting
- The cables and controller of the device can present a danger of entanglement, strangulation, tripping or stepping on if placed incorrectly.  
The user must ensure that excess cable ties and electrical cables are securely installed.
- Do not pierce with, not attach safety pins or other spiky or sharp objects to the heating pad.
- Do not pull or twist the power cord
- Do not switch the product by placing a timer between it
- Do not expose the switch to moisture or liquids
- If the fuse is blown or if the thermal connection is broken, return the heating pad to the store where you bought it.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the importer or its service department, or by a qualified person in order to avoid a hazardous situation.

# C CARE

- Do not place heavy objects such as a suitcase on the heating pad when it is switched on.
- Do not place any heat sources such as a hot water bottle on the heating pad when it is switched on
- Check the heating pad regularly for defects or signs of wear. If such signs appear or the heating pad has not been used properly, discontinue use and return it to the store where you purchased it.
- A damaged cord or plug can cause an electric shock
- Make sure that you do not fall asleep with the heating pad. Prolonged use can lead to skin burns
- If the device is used for an extended period of time, for example when the user falls asleep, the controls should be set to position 1.
- Set the device to temperature setting 1 before falling asleep or using it for a long time.
- Do not use the heating pad on parts of your body that are burned, injured or swollen
- Do not use the heating pad when it is damp or wet and only use it in dry environments
- Make sure the switch is not covered. The switch gets hot during use and must be able to dissipate this heat
- Do not fold the pad when it is still warm
- The appliance is not to be used by young children over the age of three unless the controls have been pre-set by a parent or guardian, and unless the child has been adequately instructed on how to operate the controls safely.
- The manufacturer is not responsible for damage resulting from incorrect use.
- Make sure the cable does not run over sharp corners and make sure that the cable does not run over any other heat source

CHILDREN UNDER THE AGE OF THREE ARE NOT TO USE THIS APPLIANCE DUE TO THEIR INABILITY TO REACT TO OVERHEATING.

THIS APPLIANCE MUST NOT TO BE USED BY PERSONS INSENSITIVE TO HEAT AND OTHER VERY VULNERABLE PERSONS WHO ARE UNABLE TO REACT TO OVERHEATING

THE CABLES AND CONTROL UNIT OF THIS APPLIANCE CAN GIVE RISE TO ENTANGLEMENT, STRANGULATION, TRIPPING OR STEPPING ON IF PLACED INCORRECTLY. THE USER MUST ENSURE THAT EXCESS CABLES TIES AND ELECTRICAL CABLES ARE SECURELY INSTALLED

## DESCRIPTION OF THE PRODUCT

This heat pad consists of three components:

1. The heat pad
2. The protective cover
3. The temperature control unit

When using, preferably place the heating pad in the protective cover. The protective cover is machine washable at 30 ° C.

The cable with the temperature control unit can be detached from the heating pad for easier storage.


### ATTENTION:

The heating pad may give off a plastic odor when used for the first time. This scent is harmless and will disappear after some use.

## SWITCHING ON AND ADJUST TEMPERATURE

To use the product, first attach the cable with plug to the heating pad and then plug the plug into the wall socket.

### SWITCH ON:

Press the on / off button  on the controller. The display lights up with the number 1 and the number 90. Here, the number 1 stands for the temperature setting and the number 90 for the set timer. By pressing the + or - you adjust the temperature setting to higher or lower. You can select the temperature settings from 1 to 6. For long-term use, we recommend using a maximum of setting 3

### SWITCH OFF:

Press the on / off button  on the controller to turn off the heating pad

## TEMPERATURE SELECTION

Select the temperature setting that is comfortable for you. For rapid heating, we recommend briefly using setting 6




## TEMPERATURE SETTINGS

Position 0	:	The product is switched off
Settings 1 and 2	:	Low heat
Settings 3 and 4	:	Average heat
Settings 5 and 6	:	Maximum heat

## AUTOMATIC POWER OFF

The heating pad is equipped with an adjustable timer that automatically switches the product off after 30, 60 or 90 minutes. When turned on, the default timer setting is 90 minutes.

Press the clock button  on the controller to change the timer setting to 30 or 60 minutes. If you still want to use the product after the automatic switch-off, switch the cushion on again as mentioned above. Please note that the temperature setting is 1 again and the timer is set to the standard setting of 90 minutes.

If you no longer want to use the heating pad, turn off the pad and remove the plug from the socket. If you want to store the heating pad for a long time, first remove the plug from the socket and then disconnect the cable with switch from the heating pad for easier storage

## MAINTENANCE AND CLEANING

Use the heating pad together with the textile cover to prevent grease or damage from using lotions or oils.

**CAUTION:** To avoid electric shock, before cleaning the product, remove the plug from the socket. Then let the pillow cool for at least 10 minutes.

Also disconnect the cable with controller from the heating pad

You can wash the heating pad by hand and the cover in the washing machine on a delicate cycle of 30°C. Use a delicate detergent in the correct dosage as indicated by the manufacturer. Small stains can be removed with a damp cloth or sponge and a mild soap solution. Do not use bleach for cleaning. Rinse several times to thoroughly remove all residual detergent. Do not use the heating pad again until it is completely dry.

Do not use chemicals or abrasives to clean the product, as this may damage the product.

The product cannot be chemically cleaned. The protective cover can be dry cleaned or cleaned according to the instructions on the product label

Never immerse the switch in water or other liquid. This can damage the product.

Do not hang the pillow to dry with clothespins, but lay it flat on a moisture-absorbing surface such as a large towel.

# C CARE

The product cannot be tumble dried. Also, do not turn on the product to dry it or iron it. Do not use the product again until it is completely dry.


## STORAGE

Let the heating pad cool down before putting it away. To avoid damage, do not place heavy objects on the heating pad.

If you do not want to use the heating pad for a longer period of time, place it back in the original packaging so that it is optimally protected.

## ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL

The European Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE – requires that old household electrical appliances should not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances should be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment.



The crossed out “wheeled bin” symbol on the product reminds you of your obligation that when you dispose of the appliance, it should be separately collected. Contact your local authority for information concerning the correct disposal of your old appliance.

## WARRANTY

CRESTA INTERNATIONAL B.V. warrants this product to be free from manufacturing 'defects and material errors for a period of 36 months from the date of purchase. In the event of a defect within this period, CRESTA will at its discretion repair or replace the device free of charge for the same or an equivalent device. This warranty does not apply in the event of normal wear and tear or if, in the opinion of CRESTA INTERNATIONAL B.V. the defect was caused by improper use, falling or impact, water damage, leaking batteries, if applicable, and the like. The warranty is only applicable if the warranty claim can be demonstrated with the purchase receipt.

---

Do not try to open the product and repair it yourself. Your warranty claims will lapse

---

### Requirements:

If a repair is necessary, you can return the product to the store where you bought it. You can also send the product directly to us. Send a message in advance with your complaint description and do not forget to state your full address details - not a PO box - when sending so that we can return the product to you after repair or replacement. If you send the product to us, you must frank it sufficiently. After repair or exchange you will receive your product from us delivered free.

### Service address:

Cresta International B.V

Rolbrugweg 4 | NL-1332 AS ALMERE

info@cresta-international.com

[www.cresta-international.com](http://www.cresta-international.com)

Printing errors and modifications reserved.

## INSTRUCTIONS

Nous vous félicitons d'avoir acheté notre coussin chauffant électrique C-CARE KTS210 et vous remercions de la confiance que vous accordez à notre marque et à nos produits.

Nous sommes convaincus qu'avec cet achat, vous avez acquis un produit de haute qualité que vous apprécierez d'utiliser pendant de nombreuses années.

Veillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser le produit, même si vous connaissez le type de produit. Il vous donne des conseils utiles pour tirer le meilleur parti de votre produit.

Si, après avoir lu ce manuel, vous avez encore des questions sur ce produit et son utilisation, veuillez envoyer un e-mail à l'adresse ci-dessous; nous répondrons immédiatement à votre question.

CRESTA INTERNATIONAL B.V.

ROLBRUGWEG 4

NL-1332 AS ALMERE

PAYS - BAS

[info@cresta-international.com](mailto:info@cresta-international.com)

[www.cresta-care.com](http://www.cresta-care.com)

Tel : + 31 36 3030063

## DESCRIPTION DES ICÔNES:



NE PAS LAISSER UTILISER PAR JEUNES ENFANTS  
(0 - 3 ANS)



LIS LES INSTRUCTIONS



VOLTAGE



WATTAGE



RESPECTER TOUT LES  
ADVERTISSEMENTS



FRÉQUENCE



PROTECTION DE CLASSE II



SURFACE CHAUDE



TENIR LES ENFANTS À L'ÉCART DU  
PRODUIT



DANGER CHOC ÉLECTRIQUE  
SI CÂBLE OU FICHE  
ENDOMMAGÉ



UTILISER UNIQUEMENT À L'INTÉRIEUR



# C CARE

NE PAS INSÉRER DES ÉPINGLES



ATTENTION: CHOC ÉLECTRIQUE



NE PAS SÉCHER EN SÉCHOIR



NE PAS REPASSER

NE PAS UTILISER PLIÉ OU RIDE



COVERCLE LAVABLE EN MACHINE  
TEMPERATURE DE LAVAGE MAXIMAL  
30°C. PROGRAMME DELICAT



NE PAS JAVELISSER



NE PAS NETTOYER À SEC

LISEZ ATTENTIVEMENT CE MANUEL ET SUIVEZ LES INSTRUCTIONS

- Ce produit est destiné à un usage domestique à l'intérieur uniquement, pas à un usage professionnel dans les hôpitaux
- N'utilisez ce coussin chauffant qu'avec le contrôleur SS19
- Utilisez uniquement le coussin chauffant pour réchauffer votre corps. Il vous donne la chaleur aux endroits que vous voulez sur votre corps.
- Ne le connectez qu'à un réseau avec la tension indiquée sur l'étiquette d'entretien
- Le coussin chauffant électrique ne doit pas être utilisé plié ou froissé.
- Les enfants âgés de 8 ans ou plus et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles et mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances peuvent utiliser ce produit s'ils ont été instruits sur l'utilisation sûre du produit et comprennent les dangers.

# C CARE

- L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants de plus de trois ans à moins que les commandes n'aient été préréglées par un parent ou un tuteur, et à moins que l'enfant n'ait été correctement instruit sur la façon d'utiliser les commandes en toute sécurité.
- N'utilisez pas le coussin chauffant sur des personnes qui ne peuvent pas se déplacer sans aide, des enfants de moins de 3 ans qui ne peuvent pas réagir à la surchauffe, des personnes insensibles à la chaleur ou des animaux
- Les personnes qui ne sont sensibles à la chaleur que dans une certaine mesure ne peuvent utiliser le coussin chauffant que sous surveillance
- Les enfants âgés de 8 ans ou plus et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles et mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances peuvent utiliser ce produit s'ils ont été instruits sur l'utilisation sûre du produit et comprennent les dangers.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit
- Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Le produit peut être utilisé par des enfants entre 3 et 8 ans sous surveillance et avec le contrôleur toujours réglé sur le réglage de température le plus bas
- Les câbles et le contrôleur de l'appareil peuvent présenter un risque d'enchevêtrement, d'étranglement, de trébuchement ou de piétinement s'ils sont mal placés. L'utilisateur doit s'assurer que les attaches de câble et les câbles électriques en excès sont solidement installés.
- N'insérez pas d'épingles ou d'autres objets pointus dans le coussin chauffant
- Ne tirez pas ou ne tordez pas le cordon d'alimentation
- N'exposez pas le commutateur à l'humidité ou aux liquides
- Si le fusible est grillé ou si la connexion thermique est rompue, rappelez le coussin chauffant au magasin où vous l'avez acheté.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par l'importateur ou son service après-vente, ou par une personne qualifiée afin d'éviter une situation dangereuse.
- Ne placez pas d'objets lourds comme une valise sur le coussin chauffant lorsqu'il est allumé.

# C CARE

- Ne placez aucune source de chaleur telle qu'une bouillotte sur le coussin chauffant lorsqu'il est allumé
- Vérifiez régulièrement le coussin chauffant pour déceler des défauts ou des signes d'usure. Si de tels signes apparaissent ou si le coussin chauffant n'a pas été utilisé correctement, cessez de l'utiliser et rapportez-le au magasin où vous l'avez acheté.
- Un cordon ou une fiche endommagé peut provoquer un choc électrique
- Assurez-vous de ne pas vous endormir avec le coussin chauffant. Une utilisation prolongée peut entraîner des brûlures de la peau
- Si l'appareil est utilisé pendant une période prolongée, par exemple lorsque l'utilisateur s'endort, les commandes doivent être réglées sur la position 1.
- Réglez l'appareil sur le réglage de température 1 avant de vous endormir ou de l'utiliser pendant une longue période.
- N'utilisez pas le coussin chauffant sur les parties de votre corps qui sont brûlées, blessées ou enflées
- N'utilisez pas le coussin chauffant lorsqu'il est humide ou mouillé et utilisez-le uniquement dans des environnements secs
- Assurez-vous que l'interrupteur n'est pas couvert. L'interrupteur chauffe pendant l'utilisation et doit pouvoir dissiper cette chaleur
- Ne pliez pas le coussin lorsqu'il est encore chaud
- L'appareil ne doit pas être utilisé par de jeunes enfants de plus de trois ans, à moins que les commandes n'aient été préréglées par un parent ou un tuteur, et à moins que l'enfant n'ait été correctement instruit sur la façon d'utiliser les commandes en toute sécurité.
- Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant d'une utilisation incorrecte.
- Assurez-vous que le câble ne passe pas sur des angles vifs et assurez-vous que le câble ne passe pas sur une autre source de chaleur

LES ENFANTS DE MOINS DE TROIS ANS NE DOIVENT PAS UTILISER CET APPAREIL CAR ILS NE PEUVENT PAS RÉPONDRE À LA SURCHAUFFE



CET APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ PAR DES PERSONNES INSENSIBLES À LA CHALEUR ET D'AUTRES PERSONNES TRÈS VULNÉRABLES QUI NE PEUVENT PAS RÉPONDRE À LA SURCHAUFFE.

LES CÂBLES ET L'UNITÉ DE COMMANDE DE CET APPAREIL POURRAIENT ENTRAÎNER UN ENCHEVÊTREMENT, UN REMPLACEMENT, UN STOCKAGE, UN EFFORT OU UN MARCHE S'ILS SONT INCORRECTEMENT INSTALLÉS. L'UTILISATEUR DOIT S'ASSURER QUE L'EXCÉDENT D'ATTACHE DE CÂBLES ET DE CÂBLES ÉLECTRIQUES SONT BIEN INSTALLÉS

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Ce coussin chauffant se compose de trois composants:

1. Le coussin chauffant
2. Le couvercle de protection
3. L'unité de contrôle de température

Lors de l'utilisation, placez de préférence le coussin chauffant dans la housse de protection. La housse de protection est lavable en machine à 30 ° C.

Le câble avec le thermorégulateur peut être détaché du coussin chauffant pour un rangement plus facile.

### ATTENTION:

Le coussin chauffant peut dégager une odeur de plastique lorsqu'il est utilisé pour la première fois. Ce parfum est inoffensif et disparaîtra après une certaine utilisation.

## ALLUMER ET RÉGLER LA TEMPÉRATURE

Pour utiliser le produit, connectez d'abord le câble avec fiche au coussin chauffant, puis branchez la fiche dans la prise murale.


### ALLUMER:

Appuyez sur le bouton marche / arrêt  du contrôleur. L'afficheur s'allume avec le chiffre 1 et le chiffre 90. Ici, le chiffre 1 représente le réglage de la température et le numéro 90 le minuteur réglé.

En appuyant sur + ou -, vous ajustez le réglage de la température à une valeur plus élevée ou plus basse. Vous pouvez sélectionner les réglages de température de 1 à

6. Pour une utilisation à long terme, nous vous recommandons d'utiliser un réglage maximum de 3

## ÉTEINDRE:

Appuyez sur le bouton marche / arrêt  du contrôleur pour éteindre le coussin chauffant

## SÉLECTION DE LA TEMPÉRATURE


Sélectionnez le réglage de température qui vous convient. Pour un chauffage rapide, nous vous recommandons d'utiliser brièvement le réglage 6

## RÉGLAGES DE TEMPÉRATURE

Position 0	:	le produit est éteint
Réglages 1 et 2	:	chaleur basse
Réglages 3 et 4	:	chaleur moyenne
Réglages 5 et 6	:	chaleur maximale

## MISE HORS TENSION AUTOMATIQUE

Le coussin chauffant est équipé d'une minuterie réglable qui éteint automatiquement le produit après 30, 60 ou 90 minutes. Lorsqu'il est activé, le réglage par défaut de la minuterie est de 90 minutes.

Appuyez sur le bouton de l'horloge  sur le contrôleur pour changer le réglage de la minuterie à 30 ou 60 minutes. Si vous souhaitez continuer à utiliser le produit après l'arrêt automatique, rallumez le coussin comme indiqué ci-dessus. Veuillez noter que le réglage de la température est à nouveau 1 et que la minuterie est réglée sur le réglage standard de 90 minutes.

Si vous ne souhaitez plus utiliser le coussin chauffant, tournez le coussin et retirez la fiche de la prise. Si vous souhaitez stocker le coussin chauffant pendant une longue période, retirez d'abord la fiche de la prise, puis débranchez le câble avec interrupteur du coussin chauffant.

## ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Utilisez le coussin chauffant avec la housse textile pour éviter la graisse ou les dommages causés par l'utilisation de lotions ou d'huiles.

**ATTENTION :** Pour éviter les chocs électriques, avant de nettoyer le produit, retirez la fiche de la prise. Laissez ensuite l'oreiller refroidir pendant au moins 10 minutes.

Déconnectez également le câble avec le contrôleur du coussin chauffant

Vous pouvez laver le coussin chauffant à la main et la housse en machine à laver sur un cycle délicat de 30°C. Utilisez un détergent délicat dans le dosage correct tel qu'indiqué par le fabricant. Les petites taches peuvent être éliminées avec un chiffon ou une éponge humide et une solution savonneuse douce. N'utilisez pas

d'eau de javel pour le nettoyage. Rincez plusieurs fois pour éliminer complètement tout résidu de détergent. N'utilisez plus le coussin chauffant tant qu'il n'est pas complètement sec.

N'utilisez pas de produits chimiques ou d'abrasifs pour nettoyer le produit, car cela pourrait endommager le produit.

Le produit ne peut pas être nettoyé chimiquement. La housse de protection peut être nettoyée à sec ou nettoyée selon les instructions sur l'étiquette du produit

Ne plongez jamais l'interrupteur dans l'eau ou tout autre liquide. Cela peut endommager le produit.

Ne suspendez pas l'oreiller pour le faire sécher avec des pinces à linge, mais posez-le à plat sur une surface absorbant l'humidité telle qu'une grande serviette.

Le produit ne peut pas être séché au sèche-linge. Aussi, n'allumez pas le produit pour le sécher ou le repasser.

Ne pas réutiliser le produit tant qu'il n'est pas complètement sec.

## STOCKAGE

Laissez le coussin chauffant refroidir avant de le ranger.

Pour éviter tout dommage, ne placez pas d'objets lourds sur le coussin chauffant.

Si vous ne souhaitez pas utiliser le coussin chauffant pendant une période prolongée, remettez-le dans son emballage d'origine afin qu'il soit protégé de manière optimale.

## RECYCLAGE RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

La directive européenne 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) exige que les vieux appareils électriques ménagers ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux non triés. Les vieux appareils doivent être collectés séparément afin d'optimiser la récupération et le recyclage des matériaux qu'ils contiennent et de réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.



Le symbole de la "poubelle sur roues" barrée d'une croix sur le produit vous rappelle votre obligation de collecter séparément l'appareil lorsque vous le mettez au rebut. Contactez les autorités locales pour obtenir des informations sur l'élimination correcte de votre ancien appareil.

## GARANTIE

CRESTA INTERNATIONAL B.V. garantit que ce produit est exempt de défauts de fabrication et d'erreurs matérielles pendant une période de 36 mois à compter de la date d'achat. En cas de défaut pendant cette période, CRESTA réparera ou remplacera gratuitement, à sa discrétion, l'appareil par le même appareil ou un appareil équivalent. Cette garantie ne s'applique pas en cas d'usure normale ou si, de l'avis de CRESTA INTERNATIONAL B.V., le défaut a été causé par une utilisation inappropriée, une chute ou un choc, un dégât des eaux, une fuite des piles, le cas échéant, et autres. La garantie n'est applicable que si le droit à la garantie peut être démontré à l'aide de la facture d'achat.

---

N'essayez pas d'ouvrir le produit et de le réparer vous-même. Vos droits à la garantie seront annulés

---

### Exigences :

Si une réparation est nécessaire, vous pouvez retourner le produit au magasin où vous l'avez acheté. Vous pouvez également nous envoyer le produit directement. Envoyez un message à l'avance avec la description de votre réclamation et n'oubliez pas d'indiquer vos coordonnées complètes - pas de boîte postale - lors de l'envoi afin que nous puissions vous renvoyer le produit après réparation ou remplacement. Si vous nous envoyez le produit, vous devez l'affranchir suffisamment. Après réparation ou échange, vous recevrez votre produit de notre part, livré gratuitement.

### Adresse de service :

Cresta International B.V  
Rolbrugweg 4 | NL-1332 AS ALMERE  
info@cresta-international.com  
[www.cresta-international.com](http://www.cresta-international.com)

Sous réserve d'erreurs d'impression et de modifications.

## INSTRUKTIONEN

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf unseres elektrischen C-CARE-Heizkissens KTS210 und bedanken uns für das Vertrauen, das Sie in unsere Marke und Produkte gesetzt haben.

Wir sind davon überzeugt, dass Sie mit diesem Kauf ein qualitativ hochwertiges Produkt erworben haben, das Sie noch viele Jahre lang gerne verwenden werden.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, auch wenn Sie mit dem Produkttyp vertraut sind. Sie erhalten nützliche Tipps, um Ihr Produkt optimal zu nutzen.

Wenn Sie nach dem Lesen dieses Handbuchs noch Fragen zu diesem Produkt und seiner Verwendung haben, senden Sie bitte eine E-Mail an die unten angegebene Adresse. Wir werden Ihre Frage umgehend beantworten.

CRESTA INTERNATIONAL B.V.

ROLBRUGWEG 4

NL-1332 AS ALMERE

NIEDERLANDE

[info@cresta-international.com](mailto:info@cresta-international.com)

[www.cresta-care.com](http://www.cresta-care.com)

Tel : + 31 36 3030063

## BESCHREIBUNG DER ZEICHEN:



NICHT BEI JUNGEN KINDERN BENUTZEN  
(0 - 3 JAHRE)



LESEN SIE DIE INSTRUKTIONEN



VOLTAGE




WATTAGE



BEACHTEN SIE ALLE WARNHINWEISE



FREQUENZ



SCHUTZKLASSE II



HEISSE OBERFLÄCHE



KINDER VOM PRODUKT FERN HALTEN



GEFAHR FÜR STROMSCHLAG  
BEI BESCHÄDIGTEN  
KABEL ODER STECKER



NUR INNEN VERWENDEN

# C CARE



KEINE NADEL ANBRINGEN



NICHT VERWENDEN WENN GEFALTET  
ODER ZERKNITTERT



ACHTUNG: STROMSCHLAG



SCHUTZHÜLLE MASCHINE WASCHBAR  
BEI MAXIMALE WASCHEMTEMPERATUR 30°C  
UND EIN FEINWASCHPROGRAMM



NICHT IM TROCKNER  
TROCKNEN



NICHT BLEICHEN



NICHT BÜGELN



NICHT CHEMISCH REINIGEN

LESEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG  
DURCH UND BEFOLGEN SIE DIE ANWEISUNGEN

- Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch in Innenräumen bestimmt, nicht für den professionellen Gebrauch in Krankenhäusern
- Verwenden Sie dieses Heizkissen nur mit dem Controller SS19
- Verwenden Sie das Heizkissen nur zum Erwärmen Ihres Körpers. Es gibt Ihnen die Wärme an den Stellen, die Sie auf Ihrem Körper haben möchten.

- Schließen Sie es nur an ein Netz mit der auf dem Pflegeetikett angegebenen Spannung an
- Das elektrische Heizkissen darf nicht gefaltet oder zerknittert verwendet werden
- Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen und mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen können dieses Produkt verwenden, wenn sie in die sichere Verwendung des Produkts eingewiesen wurden und die Gefahren verstehen.
- Das Gerät sollte nicht von Kindern über drei Jahren verwendet werden, es sei denn, die Bedienelemente wurden von einem Elternteil oder Erziehungsberechtigten voreingestellt und das Kind wurde ausreichend in die sichere Bedienung der Bedienelemente eingewiesen.
- Verwenden Sie das Heizkissen nicht bei Personen, die sich nicht ohne Hilfe bewegen können, Kindern unter 3 Jahren, die nicht auf Überhitzung reagieren, Personen, die hitzeunempfindlich sind oder Tieren
- Personen, die nur bis zu einem gewissen Grad hitzeempfindlich sind, dürfen das Heizkissen nur unter Aufsicht benutzen
- Verwenden Sie das Heizkissen nicht bei Personen die hitzeunempfindlich sind (die nicht auf Überhitzung reagieren können)
- Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen und mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen können dieses Produkt verwenden, wenn sie in die sichere Verwendung des Produkts eingewiesen wurden und die Gefahren verstehen.
- Kinder sollten nicht mit dem Produkt spielen
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Das Produkt darf von Kindern zwischen 3 und 8 Jahren unter Aufsicht und mit dem Regler immer auf die niedrigste Temperatureinstellung verwendet werden
- Die Kabel und der Controller des Gerätes können bei falscher Platzierung eine Gefahr des Verwickelns, Strangulierens, Stolperns oder Betretens darstellen. Der Benutzer muss sicherstellen, dass überschüssige Kabelbinder und elektrische Kabel sicher installiert sind.



- Stecken Sie keine Stifte oder andere scharfe Gegenstände in das Heizkissen
- Ziehen oder verdrehen Sie nicht das Netzkabel
- Setzen Sie den Schalter weder Feuchtigkeit noch Flüssigkeiten aus
- Wenn die Sicherung durchgebrannt ist oder die thermische Verbindung unterbrochen ist, geben Sie das Heizkissen in das Geschäft zurück, in dem Sie es gekauft haben.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Importeur oder seiner Serviceabteilung oder von einer qualifizierten Person ersetzt werden, um gefährliche Situationen zu vermeiden.
- Stellen Sie im eingeschalteten Zustand keine schweren Gegenstände wie zB einen Koffer auf das Heizkissen.
- Stellen Sie im eingeschalteten Zustand keine Wärmequellen wie z. B. eine Wärmflasche auf das Heizkissen
- Kontrollieren Sie das Heizkissen regelmäßig auf Defekte oder Gebrauchsspuren. Wenn solche Anzeichen auftreten oder das Heizkissen nicht ordnungsgemäß verwendet wurde, stellen Sie die Verwendung ein und geben Sie es an das Geschäft zurück, in dem Sie es gekauft haben.
- Ein beschädigtes Kabel oder Stecker kann einen Stromschlag verursachen
- Achten Sie darauf, dass Sie mit dem Heizkissen nicht einschlafen. Längerer Gebrauch kann zu Hautverbrennungen führen
- Wird das Gerät über einen längeren Zeitraum verwendet, beispielsweise beim Einschlafen, sollten die Bedienelemente auf Position 1 gestellt werden.
- Stellen Sie das Gerät vor dem Einschlafen oder längerem Gebrauch auf Temperaturstufe 1 ein.
- Verwenden Sie das Heizkissen nicht an Körperteilen, die verbrannt, verletzt oder geschwollen sind
- Verwenden Sie das Heizkissen nicht, wenn es feucht oder nass ist und verwenden Sie es nur in trockenen Umgebungen
- Stellen Sie sicher, dass der Schalter nicht abgedeckt ist. Der Schalter wird während des Gebrauchs heiß und muss diese Wärme abführen können
- Falten Sie das Kissen nicht, wenn es noch warm ist

- Das Gerät darf nicht von kleinen Kindern über drei Jahren verwendet werden, es sei denn, die Bedienelemente wurden von einem Elternteil oder Erziehungsberechtigten voreingestellt und das Kind wurde ausreichend in die sichere Bedienung der Bedienelemente eingewiesen.
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht über scharfe Ecken verläuft und stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht über eine andere Wärmequelle verläuft

KINDER UNTER 3 JAHREN SOLLTEN DIESES GERÄT NICHT VERWENDEN, DA SIE NICHT AUF ÜBERHITZUNG REAGIEREN KÖNNEN

DIESES GERÄT DARF NICHT VON PERSONEN VERWENDET WERDEN, DIE UNEMPFINDLICH GEGENÜBER HITZE SIND UND VON ANDEREN, HÖCHS VERLETZTEN PERSONEN, DIE NICHT AUF ÜBERHITZUNG REAGIEREN KÖNNEN.

DIE KABEL UND DIE STEUEREINHEIT DIESES GERÄTS KÖNNEN BEI FALSCHEN INSTALLATION ZU AUSTAUSCH, AUFLAGERUNG, STÖRUNG ODER AUFTRETEN FÜHREN. DER BENUTZER SOLLTE SICHERSTELLEN, DASS ÜBERSCHÜSSIGE KABELBINDER UND ELEKTRISCHE KABEL SICHER INSTALLIERT SIND

## BESCHREIBUNG DES PRODUKTS

Dieses Heizkissen besteht aus drei Komponenten:

1. Das Heizkissen
2. Die Schutzhülle
3. Die Temperatursteuereinheit

Legen Sie das Heizkissen vorzugsweise in die Schutzhülle. Die Schutzhülle ist bei 30 ° C maschinenwaschbar.

Das Kabel mit dem Temperaturregler kann zur einfacheren Aufbewahrung vom Heizkissen abgenommen werden.


### ACHTUNG:

Das Heizkissen kann bei erstmaliger Verwendung einen plastischen Geruch abgeben. Dieser Duft ist harmlos und verschwindet nach einiger Zeit.

## EINSCHALTEN UND TEMPERATUR EINSTELLEN

Um das Produkt zu verwenden, befestigen Sie zuerst das Kabel mit dem Stecker am Heizkissen und dann den Stecker in der Steckdose.

### EINSCHALTEN:

Drücken Sie die Ein / Aus-Taste  am Controller. Das Display leuchtet mit der Nummer 1 und der Nummer 90 auf. Hier steht die Nummer 1 für die Temperatureinstellung und die Nummer 90 für den eingestellten Timer. Durch Drücken von + oder - können Sie die Temperatureinstellung auf höher oder niedriger einstellen. Sie können die Temperatureinstellungen von 1 bis 6 auswählen. Für die Langzeitanwendung empfehlen wir die maximale Einstellung 3

### AUSSCHALTEN:

Drücken Sie die Ein / Aus-Taste  am Controller, um das Heizkissen auszuschalten

## TEMPERATURAUSWAHL


Wählen Sie die für Sie angenehme Temperatureinstellung. Für eine schnelle Erwärmung empfehlen wir kurz die Einstellung 6

## TEMPERATUREINSTELLUNGEN

Position 0	:	Das Produkt ist ausgeschaltet
Einstellungen 1 und 2	:	Geringe Hitze
Einstellungen 3 und 4	:	Durchschnittliche Hitze
Einstellungen 5 und 6	:	Maximale Wärme

## AUTOMATISCHE AUSSCHALTUNG

Das Heizkissen ist mit einem einstellbaren Timer ausgestattet, der das Produkt nach 30, 60 oder 90 Minuten automatisch ausschaltet. Im eingeschalteten Zustand beträgt die Standardeinstellung für den Timer 90 Minuten.

Drücken Sie die Uhrentaste  am Controller, um die Timer-Einstellung auf 30 oder 60 Minuten zu ändern. Wenn Sie das Produkt nach dem automatischen Ausschalten weiterhin verwenden möchten, schalten Sie das Kissen wie oben beschrieben wieder ein. Bitte beachten Sie, dass die Temperatureinstellung wieder 1 ist und der Timer auf die Standardeinstellung von 90 Minuten eingestellt ist.

Wenn Sie das Heizkissen nicht mehr verwenden möchten, schalten Sie das Kissen aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Wenn Sie das Heizkissen längere Zeit aufbewahren möchten, ziehen Sie zuerst den Stecker aus der Steckdose und ziehen Sie dann das Kabel mit dem Schalter vom Heizkissen ab, um die Aufbewahrung zu erleichtern

## WARTUNG UND REINIGUNG

Verwenden Sie das Heizkissen zusammen mit dem Textilbezug, um Fett oder Schäden durch die Verwendung von Lotionen oder Ölen zu vermeiden.

**VORSICHT:** Um einen Stromschlag zu vermeiden, ziehen Sie vor der Reinigung des Produkts den Stecker aus der Steckdose. Anschließend das Kissen mindestens 10 Minuten abkühlen lassen.

Trennen Sie auch das Kabel mit dem Controller vom Heizkissen

Sie können das Heizkissen von Hand und den Bezug in der Waschmaschine im Schonwaschgang bei 30°C waschen. Verwenden Sie ein Feinwaschmittel in der richtigen Dosierung, wie vom Hersteller angegeben. Kleine Flecken können mit einem feuchten Tuch oder Schwamm und einer milden Seifenlösung entfernt werden. Verwenden Sie kein Bleichmittel zum Reinigen. Spülen Sie mehrmals, um alle Waschmittelrückstände gründlich zu entfernen. Verwenden Sie das Heizkissen erst wieder, wenn es vollständig getrocknet ist.

Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts keine Chemikalien oder Scheuermittel, da dies das Produkt beschädigen kann.

Das Produkt kann nicht chemisch gereinigt werden. Die Schutzhülle kann chemisch gereinigt oder gemäß den Anweisungen auf dem Produktetikett gereinigt werden

Tauchen Sie den Schalter niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Dies kann das Produkt beschädigen.

Hängen Sie das Kissen nicht mit Wäscheklammern zum Trocknen auf, sondern legen Sie es flach auf eine feuchtigkeitsabsorbierende Unterlage, z. B. ein großes Handtuch.

Das Produkt kann nicht im Trockner getrocknet werden. Schalten Sie das Produkt auch nicht ein, um es zu trocknen oder zu bügeln.


## LAGERN

Lassen Sie das Heizkissen abkühlen, bevor Sie es lagern. Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Heizkissen, um Beschädigungen zu vermeiden.

Wenn Sie das Heizkissen längere Zeit nicht verwenden möchten, legen Sie es wieder in die Originalverpackung, damit es optimal geschützt ist.

## UMWELTFREUNDLICHE ENTSORGUNG

Gemäß der EU-Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen elektrische oder elektronische Haushaltsgeräte nicht über das unsortierte Abfallsystem entsorgt werden. Für eine bessere Verwertung (Wiederverwendung oder Recycling) der Altgeräte und ihrer Bestandteile zum Schutz von Umwelt und Gesundheit sind diese getrennt zu sammeln.



Das entsprechende Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) weist Sie darauf hin, dass Sie das Gerät nur über gesonderte Sammelsysteme entsorgen dürfen. Weitere Informationen zur richtigen Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihren zuständigen Behörden.

## GARANTIE

CRESTA INTERNATIONAL B.V. garantiert, dass dieses Produkt für einen Zeitraum von 36 Monaten ab Kaufdatum frei von Herstellungsfehlern und Materialfehlern ist. Im Falle eines Defekts innerhalb dieser Frist repariert oder ersetzt CRESTA nach eigenem Ermessen das Gerät kostenlos für dasselbe oder ein gleichwertiges Gerät. Diese Garantie gilt nicht bei normalem Verschleiß oder wenn nach Ansicht von CRESTA INTERNATIONAL B.V. der Defekt durch unsachgemäße Verwendung, Herunterfallen oder Stöße, Wasserschäden, gegebenenfalls undichte Batterien und dergleichen verursacht wurde. Die Garantie gilt nur, wenn der Garantieanspruch mit dem Kaufbeleg nachgewiesen werden kann.

---

Versuchen Sie nicht, das Produkt zu öffnen und selbst zu reparieren. Ihre Garantieansprüche verfallen.

---

### Garantieanspruch

Wenn eine Reparatur erforderlich ist, können Sie das Produkt an das Geschäft zurücksenden, in dem Sie es gekauft haben. Sie können das Produkt auch direkt an uns senden. Senden Sie vorab eine Nachricht mit Ihrer Beschwerdebeschreibung und vergessen Sie nicht, beim Senden Ihre vollständigen Adressdaten - kein Postfach - anzugeben, damit wir das Produkt nach Reparatur oder Austausch an Sie zurücksenden können. Wenn Sie das Produkt an uns senden, sollten Sie es ausreichend frankieren. Nach Reparatur oder Umtausch erhalten Sie Ihr Produkt von uns kostenlos geliefert.

### Serviceadresse:

Cresta International B.V.

Rolbrugweg 4 | NL-1332 AS ALMERE

Niederlande

[info@cresta-international.com](mailto:info@cresta-international.com)

[www.cresta-international.com](http://www.cresta-international.com)

Druckfehler und Änderungen vorbehalten