


C CARE



KTS 220

**HANDLEIDING
INSTRUCTION MANUAL
MODE D'EMPLOI
BEDIENUNGSANLEITUNG**

**VERWARMINGSKUSSEN VOOR NEK EN SCHOUDER
HEATING PAD FOR NECK AND SHOULDER
CHAUFFAUGE D'ÉPAULE
HEIZKISSEN FÜR NACKEN UND SCHULTER**

INSTRUCTIES

Wij feliciteren u met uw aankoop van het C Care KTS220 Verwarmingskussen voor nek en schouders en danken u voor het vertrouwen dat u in ons merk en onze producten stelt.

Wij zijn ervan overtuigd dat u met deze aankoop een kwalitatief hoogstaand product in handen heeft waar u jaren plezier van zult hebben.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt, ook als u bekend bent met het type product. Het geeft u handige tips om het maximale uit uw product te halen.

Mocht u na het lezen van deze handleiding nog vragen hebben over dit product en het gebruik ervan, stuur dan een e-mail naar onderstaand adres; wij beantwoorden u vraag direct.

CRESTA INTERNATIONAL BV

Rolbrugweg 4

NL-1332 AS ALMERE

Nederland

info@cresta-international.com

www.cresta-care.com

Tel: +31 36 3030063

BELANGRIJKE INFORMATIE, BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR EVENTUELE TOEKOMSTIGE RAADPLEGING

Lees eerst de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u dit product in gebruik neemt. Let u hierbij vooral op de veiligheidsvoorschriften. Bewaar deze handleiding op een makkelijk toegankelijke plaats. Indien u het product aan iemand overhandigt geeft u dan ook deze handleiding mee.



Lees de gebruiksaanwijzing



Niet gebruiken indien gevouwen of gekreukt



Niet doorboren met veiligheidsspijlen



Niet gebruiken bij jonge kinderen (0-3 jaar)

LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG DOOR EN VOLG DE INSTRUCTIES OP

- Dit product is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik, niet voor professionele toepassing in ziekenhuizen
- Gebruik dit warmtevest uitsluitend met de controller SS19
- Gebruik het warmtevest uitsluitend om uw lichaam te verwarmen. Het geeft u de warmte op de door u gewenste plekken van uw lichaam.
- Sluit het alleen aan op een netwerk met het voltage zoals vermeld op het waslabel

- Het elektrische warmtevest mag niet gevouwen of gekreukeld worden gebruikt
- Gebruik het warmtevest niet bij personen die zich zonder hulp niet kunnen bewegen, kinderen onder 3 jaar die niet op oververhitting kunnen reageren, personen die ongevoelig zijn voor warmte of dieren
- Personen die slechts tot een bepaalde hoogte gevoelig zijn voor warmte mogen het warmtevest uitsluitend onder toezicht gebruiken
- Kinderen van 8 jaar of ouder en personen met beperkt fysiek -, zintuigelijk - en mentaal vermogen of gebrek aan ervaring en kennis kunnen dit product gebruiken indien zij geïnstrueerd zijn over het veilige gebruik van het product en de gevaren goed begrijpen.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen ouder dan 3 jaar, tenzij de bedieningselementen vooraf zijn ingesteld door een ouder of voogd, en tenzij het kind voldoende is geïnstrueerd over het veilig bedienen van de bedieningselementen.
- Gebruik het warmtevest niet met een schakelklok tussen product en stopcontact
- Kinderen mogen niet met het product spelen
- Reinigen en onderhoud mag zonder supervisie niet door kinderen worden uitgevoerd.
- Het product mag door kinderen tussen 3 en 8 jaar onder toezicht gebruikt worden en met de controller altijd ingesteld op de laagste temperatuurstand
- De kabels en de controller van het apparaat kunnen bij onjuiste plaatsing gevaar voor verstrikking, verwurging, struikelen of erop stappen veroorzaken.
De gebruiker dient ervoor te zorgen dat overtollige kabelbinders en elektrische kabels veilig zijn aangebracht.
- Steek geen spelden of andere scherpe voorwerpen in het warmtevest
- Trek en draai niet aan het netsnoer
- Stel de schakelaar niet bloot aan vocht of vloeistoffen
- Als de zekering is doorgebrand of wanneer de thermische verbinding verstoord is dient u het warmtevest in te leveren bij de zaak waar u het gekocht heeft.
- Als het netsnoer beschadigd is dient dit vervangen te worden door de importeur of diens service afdeling, dan wel

door een gekwalificeerde persoon om gevaarlijke situaties te voorkomen

- Plaats geen zware voorwerpen als bijvoorbeeld een koffer op het warmtevest wanneer dit is ingeschakeld.
- Plaats geen warmtebronnen als bijvoorbeeld een kruik op het warmtevest wanneer dit is ingeschakeld
- Controleer het warmtevest regelmatig op gebreken of tekenen van slijtage. Als zich dergelijke tekenen voordoen of het warmtevest niet correct gebruikt is, dient u met het gebruik te stoppen en het in de leveren bij de zaak waar u het gekocht heeft.
- Een beschadigde kabel of stekker kan een elektrische schok veroorzaken
- Waak ervoor dat u niet met het warmtevest in slaap valt. Langdurig gebruik ervan kan tot huidverbranding leiden
- Als het apparaat voor een langere tijd wordt gebruikt, bijvoorbeeld wanneer de gebruiker in slaap valt, dienen de bedieningselementen in stand 1 te worden gezet.
- Stel het apparaat in op temperatuurstand 1 voordat u in slaap valt of het voor een lange tijd gebruikt.
- Gebruik het warmtevest niet op delen van uw lichaam die verbrand, geblesseerd of opgezwollen zijn
- Gebruik het warmtevest niet wanneer dit vochtig of nat is en gebruik het uitsluitend in droge omgevingen
- Zorg ervoor dat de schakelaar niet is afgedekt. De schakelaar wordt tijdens het gebruik warm en dient deze warmte te kunnen afvoeren
- Vouw het vest niet op wanneer dit nog warm is
- Het apparaat mag niet worden gebruikt door jonge kinderen ouder dan 3 jaar, tenzij de bedieningselementen vooraf zijn ingesteld door een ouder of verzorger, tenzij het kind voldoende is geïnstrueerd over het veilig bedienen van de bedieningselementen.
- De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die voorkomt uit onjuist gebruik.
- Het warmtevest is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik binnenshuis en niet bedoeld voor professionele toepassing
- Zorg dat de kabel niet over scherpe hoeken loopt en zorg ervoor dat de kabel niet over een andere warmtebron loopt

KINDEREN ONDER DE LEEFTIJD VAN DRIE MOGEN DIT APPARAAT NIET GEBRUIKEN OMDAT ZIJ NIET OP OVERVERHITTING KUNNEN REAGEREN.

DIT APPARAAT MAG NIET WORDEN GEBRUIKT DOOR PERSONEN DIE ONGEVOELIG ZIJN VOOR WARMTE EN ANDERE ZEER KWETSBARE PERSONEN DIE NIET KUNNEN REAGEREN OP OVERVERHITTING

DE KABELS EN DE BEDIENINGSEENHEID VAN DIT APPARAAT KUNNEN LEIDEN TOT VERSTRIKKING, VERWURGING, STRUIKELEN OP EROP STAPPEN INDIEN ONJUIST GEPLAATST. DE GEBRUIKER MOET ERVOOR ZORGEN DAT OVERTOLLIGE KABELBINDERS EN ELEKTRISCHE KABELS VEILIG ZIJN GEÏNSTALLEERD.

Volgt u de wasvoorschriften en mogelijke nabehandeling nauwkeurig op. Onderstaande voorschriften geven precies aan wat u wel en niet met het product kunt doen.

	NIET CHEMISCH REINIGEN
	NIET BLEKEN
	WASMACHINE WASBAAR OP 30°C
	NIET GESCHIKT VOOR DE DROOGTROMMEL
	NIET STRIJKEN

PRODUCT TOEPASSING

De KTS220 is speciaal ontwikkeld om plaatselijk rond de nek, schouders en rug warmte te geven en zo stijve spieren los te maken of pijn verlichting te geven.

Laat het product afkoelen voordat u het opbergt.

Vouw het product niet door er tijdens het opbergen iets bovenop te leggen.

PRODUCT OVERZICHT



Verwarmingskussen, Snoer en Controller met temperatuurindicator

GEBRUIK

Breng het verwarmingskussen rond de nek aan en sluit de drukkers. Maak het kussen vast rond uw middel met het elastieke koord met gesp. Voor de juiste pasvorm kunt u het elastiek ruimer of korter maken.

Steek de stekker in het stopcontact en schakel de verwarming in door op de

aan/uit knop  op de schakelaar van de controller te drukken. In het display verschijnen de cijfers 1 en 90. Het getal 1 staat voor de temperatuurinstelling, het getal 90 voor de ingestelde timer. Door op de + of - knop te drukken kunt u de temperatuurinstelling hoger of lager zetten

Stand 0	:	product is uitgeschakeld
Stand 1 + 2	:	minimale warmte
Stand 3 + 4	:	gemiddelde warmte
Stand 5 + 6	:	maximale warmte

Teneinde het kussen snel op te warmen adviseren wij u gebruik te maken van stand 6. Wilt u het product gedurende een langere tijd gebruiken stel dan Stand 3 in.

Verwijder na gebruik de stekker uit het stopcontact.

AUTOMATISCHE UITSCHAKELING

Het warmtekussen is voorzien van een instelbare timer die het product automatisch na 30, 60 of 90 minuten uitschakelt. Bij inschakeling is de standaard

instelling van de timer 90 minuten. Druk op de knop met het klokje  op de controller om de timer instelling te wijzigen naar 30 of 60 minuten.

Indien u het product na de automatische uitschakeling alsnog wilt gebruiken schakel het kussen dan opnieuw als bovengenoemd in. Let u er hierbij op dat de temperatuurinstelling dan weer 1 is en de timer dan weer ingesteld is op de standaard instelling van 90 minuten.

Als u het warmtekussen niet meer wilt gebruiken schakel het kussen dan uit en neem de stekker uit het stopcontact. Als u het warmtekussen langdurig wilt opbergen neem dan eerst de stekker uit het stopcontact en koppel dan de kabel met schakelaar los van het warmtekussen.

Let op:

Dit product is ontworpen voor thuisgebruik, niet voor professionele toepassing. Gebruik dit product niet bij babies, kleuters, personen die ongevoelig zijn voor warmte, gehandicapten zonder toezicht en huisdieren.

REINIGING EN ONDERHOUD

Voor u het product gaat reinigen dient u eerst de stekker uit het stopcontact te verwijderen en maakt u de kabel los van het kussen om nat worden van de controller te voorkomen.

Verwijder kleine vlekken met een zachte doek of vochtige spons met een paar druppels fijnwasmiddel.

Het kussen kan niet in de wasmachine gewassen worden, kan niet in de wasdroger gedroogd worden, mag niet worden uitgewrongen, mag niet chemisch gereinigd worden en mag niet gestreken worden.

Gebruik het kussen pas weer wanneer het volledig droog is.

Beperk het aantal keren schoonmaken om extra slijtage te voorkomen.

SPECIFICATIES

Product	:	Verwarmingskussen voor nek en schouders
Model	:	KTS220
Verbruik	:	100 W

MILIEUVRIENDELIJKE VERWIJDERING

Volgens de Europese regelgeving 2002/96/EC met betrekking tot elektrisch - en elektronisch afval mogen huishoudelijke apparaten niet bij het ongesorteerde huisvuil worden weggegooid, maar dienen bij uw plaatselijke inzamelpunt te worden ingeleverd, zodat diverse onderdelen weer kunnen worden hergebruikt en zo minder milieubelastend zijn.



Het doorgestreepte afvalbak symbool bij dit product herinnert u aan deze verplichting. Neemt u voor informatie over uw plaatselijke regelgeving contact op met uw gemeente.

GARANTIE

CRESTA INTERNATIONAL B.V. garandeert dit product vrij van (fabrieke) fouten gedurende een periode van 36 maanden vanaf de aankoopdatum. In geval van een defect binnen deze periode zal CRESTA naar eigen oordeel het apparaat kosteloos repareren of vervangen voor eenzelfde - of gelijkwaardig apparaat. Deze garantie is niet van toepassing bij normale slijtage of indien naar het oordeel van CRESTA INTERNATIONAL B.V. het defect is veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik, vallen of stoten, waterschade, indien van toepassing lekkende batterijen en dergelijke. De garantie is uitsluitend van toepassing indien de aanspraak op garantie met de aankoopbon kan worden aangetoond.

Probeer het product niet te openen en zelf te repareren. Uw garantie aanspraken komen daarmee te vervallen

Voorwaarden:

Indien een reparatie noodzakelijk is kunt u het product inleveren in de winkel waar u het gekocht heeft. U kunt het product ook rechtstreeks naar ons opsturen. Stuur u vooraf een bericht met uw klachtomschrijving en vergeet u bij het opsturen niet uw volledige adresgegevens - geen postbus - te vermelden zodat wij het product na reparatie of vervanging weer naar u kunnen retourneren. Indien u het product naar ons opstuurt dient u het voldoende te frankeren. Na reparatie of omruiling ontvangt u uw product van ons franco thuisgestuurd.

Service adres:

Cresta International B.V
Rolbrugweg 4 | NL-1332 AS ALMERE
info@cresta-international.com
www.cresta-international.com

Drukfouten en wijzigingen voorbehouden

INSTRUCTIONS

Congratulations on your purchase of the C Care KTS220 Neck & Shoulder Heating Pad and thank you for the confidence you have placed in our brand and products.

We are convinced that with this purchase you have bought a high-quality product that you will enjoy for years to come.

Read this manual carefully before using the product, even if you are familiar with the type of product. It gives you useful tips to get the most out of your product.

If, after reading this manual, you have any questions about this product and its use, please send an e-mail to the address below; we will answer your question immediately:

CRESTA INTERNATIONAL BV

Rolbrugweg 4

NL-1332 AS ALMERE

Nederland

info@cresta-international.com

www.cresta-care.com

Tel: +31 36 3030063

C CARE

IMPORTANT INFORMATION, KEEP THIS FOR POSSIBLE FUTURE REFERENCE,

Please read the instruction manual carefully before using this product. Pay particular attention to the safety regulations. Keep this manual in an easily accessible place. If you hand over the product to someone, please also give this manual.



Read the instructions



Do not use if folded or wrinkled



Do not insert pins



Do not use with young children
(0-3 year)

READ THIS MANUAL CAREFULLY AND FOLLOW THE INSTRUCTIONS

- This product is for indoor household use only, not for professional use in hospitals
- Only use this warming jacket with the controller SS19
- Only use the warming jacket to warm your body. It gives you the heat in the places you want on your body.
- Only connect it to a network with the voltage stated on the care label
- The electric warming jacket must not be used folded or wrinkled

C CARE

- Do not use the warming jacket on persons who cannot move without assistance, children under 3 years who cannot react to overheating, persons who are insensitive to heat or animals
- Persons who are only sensitive to heat up to a certain extend may only use the heating pad under supervision
- The appliance is not to be used by children over the age of three unless the controls have been pre-set by a parent or guardian, and unless the child has been adequately instructed on how to operate the controls safely.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory and mental capabilities or lack of experience and knowledge can use this product if they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children should not play with the product
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- The product may be used by children between 3 and 8 years of age under supervision and with the controller always set to the lowest temperature setting
- The cables and controller of the device can present a danger of entanglement, strangulation, tripping or stepping on if placed incorrectly.
The user must ensure that excess cable ties and electrical cables are securely installed.
- Do not pierce with, nor attach safety pins or other spiky or sharp objects to the warming jacket.
- Do not pull or twist the power cord
- Do not switch the product by placing a timer between the product and the socket
- Do not expose the switch to moisture or liquids
- If the fuse is blown or if the thermal connection is broken, return the warming jacket to the store where you bought it.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the importer or its service department, or by a qualified person in order to avoid a hazardous situation.
- Do not place heavy objects such as a suitcase on the warming jacket when it is switched on.

C CARE

- Do not place any heat sources such as a hot water bottle on the warming jacket when it is switched on
- Check the warming jacket regularly for defects or signs of wear. If such signs appear or the heating pad has not been used properly, discontinue use and return it to the store where you purchased it.
- A damaged cord or plug can cause an electric shock
- Make sure that you do not fall asleep with the warming jacket. Prolonged use can lead to skin burns
- If the device is used for an extended period of time, for example when the user falls asleep, the controls should be set to position 1.
- Set the device to temperature setting 1 before falling asleep or using it for a long time.
- Do not use the warming jacket on parts of your body that are burned, injured or swollen
- Do not use the warming jacket when it is damp or wet and only use it in dry environments
- Make sure the switch is not covered. The switch gets hot during use and must be able to dissipate this heat
- Do not fold the jacket when it is still warm
- The appliance is not to be used by young children over the age of three unless the controls have been pre-set by a parent or guardian, and unless the child has been adequately instructed on how to operate the controls safely.
- The manufacturer is not responsible for damage resulting from incorrect use.
- Make sure the cable does not run over sharp corners and make sure that the cable does not run over any other heat source

CHILDREN UNDER THE AGE OF THREE ARE NOT TO USE THIS APPLIANCE DUE TO THEIR INABILITY TO REACT TO OVERHEATING






THIS APPLIANCE MAY NOT BE USED BY PERSONS INSENSITIVE TO HEAT AND OTHER VERY VULNERABLE PERSONS WHO ARE UNABLE TO REACT TO OVERHEATING

THE CABLES AND CONTROL UNIT OF THIS APPLIANCE CAN GIVE RISE TO ENTANGLEMENT, STRANGULATION, TRIPPING OR

C CARE

STEPPING ON IF PLACED INCORRECTLY. THE USE MUST ENSURE THAT EXCESS CABLES TIES AND ELETRICAL CABLES ARE SECURELY INSTALLED.

Please follow the washing instructions and possible after-treatment carefully. The instructions below explain exactly what you can and cannot do with the product

	DO NOT DRY CLEAN
	DO NOT BLEACH
	MAXIMUM WASHING TEMPERATURE 30°C - MILD PROCESS
	DO NOT TUMBLE DRY
	DO NOT IRON

PRODUCT APPLICATION

The KTS220 has been specially developed to provide heat locally around the neck, shoulders and back to loosen stiff muscles or relieve pain.

When storing the appliance allow it to cool down before folding

Do not crease the appliance by placing items on top of it before storage.


PRODUCT VIEW



Heating pad, cable and controller

USE OF THE PRODUCT

Apply the heating pad around the neck and close the snaps. Secure the cushion around your waist with the elastic cord with buckle. You can make the elastic wider or shorter for the correct fit.

Plug in the power cord and turn on the pad by pressing the on / off button  on the controller. The numbers 1 and 90 appear in the display. The number 1 stands for the temperature setting, the number 90 for the set timer.

You can adjust the temperature by pressing the + and – buttons on the controller

Position 0	:	product is switched off
Position 1 + 2	:	minimum heat
Position 3 + 4	:	medium heat
Position 5 + 6	:	maximum heat

In order to heat up the cushion quickly, we advise you to use position 6. If you want to use the product for a longer period of time, set position 3.

Remove the plug from the wall socket after use.

Attention:


This product is designed for home use, not for professional use.

Do not use this product on babies, infants, persons insensitive to heat, unsupervised disabled people and pets.

AUTOMATIC SWITCH OFF

The heating pad is equipped with an adjustable timer that automatically switches the product off after 30, 60 or 90 minutes. When switched on, the default setting for the timer is 90 minutes.

C CARE

Press the clock button  on the controller to change the timer setting to 30 or 60 minutes. If you want to continue using the product after it has turned off automatically, turn the pillow back on as described above. Please note that the temperature setting is back to 1 and the timer is set to the standard setting of 90 minutes.

When you no longer want to use the heating pad, switch the pad off and unplug it from the socket. If you want to store the heating pad for a longer period of time, first unplug the plug from the socket and then pull the switch off the cable from the heating pad for easier storage

CLEANING AND MAINTENANCE

Before cleaning the product, unplug the power cord and unplug the cable from the pad to prevent the controller from getting wet.

Remove small stains with a soft cloth or damp sponge with a few drops of mild detergent.

The cushion is not machine washable, cannot be tumble-dried, may not be wrung out, may not be dry cleaned and may not be ironed.

Do not use the pad until it is completely dry.

Limit the number of cleanings to avoid extra wear.

SPECIFICATIONS

Product	:	Heating pad for neck and shoulders
Model	:	KTS220
Consumption	:	100 W

ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL

The European Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE - requires that old household electrical appliances should not be disposed of in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances should be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment.



The crossed out “wheeled bin” symbol on the product reminds you of your obligation that when you dispose of the appliance, it should be separately collected. Contact your local authority for information concerning the correct disposal of your old appliance.



WARRANTY

CRESTA INTERNATIONAL B.V. warrants this product to be free from manufacturing 'defects and material errors for a period of 36 months from the date of purchase. In the event of a defect within this period, CRESTA will at its discretion repair or replace the device free of charge for the same or an equivalent device. This warranty does not apply in the event of normal wear and tear or if, in the opinion of CRESTA INTERNATIONAL B.V. the defect was caused by improper use, falling or impact, water damage, leaking batteries, if applicable, and the like. The warranty is only applicable if the warranty claim can be demonstrated with the purchase receipt.

Do not try to open the product and repair it yourself. Your warranty claims will lapse

Requirements:

If a repair is necessary, you can return the product to the store where you bought it. You can also send the product directly to us. Send a message in advance with your complaint description and do not forget to state your full address details - not a PO box - when sending so that we can return the product to you after repair or replacement. If you send the product to us, you must frank it sufficiently. After repair or exchange you will receive your product from us delivered free.

Service address:

Cresta International B.V

Rolbrugweg 4 | NL-1332 AS ALMERE

info@cresta-international.com

www.cresta-international.com

Printing errors and modifications reserved

INSTRUCTIONS

Nous vous félicitons d'avoir acheté le chauffage d'épaule C Care KTS220 et vous remercions de la confiance placée en notre marque et nos produits.

Nous sommes convaincus qu'avec cet achat, vous avez acquis un produit de haute qualité que vous apprécierez d'utiliser pendant de nombreuses années.

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser le produit, même si vous connaissez le type de produit. Il vous donne des conseils utiles pour tirer le meilleur parti de votre produit.

Si, après avoir lu ce manuel, vous avez encore des questions sur ce produit et comment l'utiliser, veuillez envoyer un e-mail à l'adresse ci-dessous; nous répondrons à votre question immédiatement

CRESTA INTERNATIONAL BV

Rolbrugweg 4

NL-1332 AS ALMERE

Nederland

info@cresta-international.com

www.cresta-care.com

Tel: +31 36 3030063

INFORMATION IMPORTANTE, CONSERVEZ CE MANUEL POUR FUTURE REFERENCE

Veillez lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser ce produit. Faites particulièrement attention aux règles de sécurité. Conservez ce manuel dans un endroit facilement accessible. Si vous remettez le produit à quelqu'un, veuillez également donner ce manuel.



Lisez les
instructions



Ne pas
utiliser en
état plié
ou froissé



Ne pas
percer avec
des aiguilles



Ne pas
laisser
utiliser par
jeunes
enfants
(0-3 ans)

LISEZ ATTENTIVEMENT CE MANUEL ET SUIVEZ LES INSTRUCTIONS

- Ce produit est destiné à un usage domestique à l'intérieur uniquement, pas à un usage professionnel dans les hôpitaux
- N'utilisez ce gilet chauffant qu'avec le contrôleur SS19
- Utilisez uniquement le gilet chauffant pour réchauffer votre corps. Il vous donne la chaleur aux endroits que vous voulez sur votre corps.
- Ne le connectez qu'à un réseau avec la tension indiquée sur l'étiquette d'entretien

C CARE

- Le gilet chauffant électrique ne doit pas être utilisé plié ou froissé
- Les enfants âgés de 8 ans ou plus et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles et mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances peuvent utiliser ce produit s'ils ont été instruits sur l'utilisation sûre du produit et comprennent les dangers.
- L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants de plus de trois ans à moins que les commandes n'aient été préréglées par un parent ou un tuteur, et à moins que l'enfant n'ait été correctement instruit sur la façon d'utiliser les commandes et toute sécurité.
- N'utilisez pas le gilet chauffant sur des personnes qui ne peuvent pas se déplacer sans aide, des enfants de moins de 3 ans qui ne peuvent pas réagir à la surchauffe, des personnes insensibles à la chaleur ou des animaux.
- Les personnes qui ne sont sensibles à la chaleur que dans une certaine mesure ne peuvent utiliser le gilet chauffant que sous surveillance.
- Les enfants âgés de 8 ans ou plus et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles et mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances peuvent utiliser ce produit s'ils ont été instruits sur l'utilisation sûre du produit et comprennent les dangers.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec le produit
- Le nettoyage et la maintenance par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Le produit peut être utilisé par des enfants entre 3 et 8 ans sous surveillance et avec le contrôleur toujours réglé sur le réglage de température le plus bas
- Les câbles et le contrôleur de l'appareil peuvent présenter un risque d'enchevêtrement, d'étranglement, de trébuchement ou de piétinement s'ils sont mal placés. L'utilisateur doit s'assurer que les attaches de câble et les câbles électriques en excès sont solidement installés.
- N'insérez pas d'épingles ou d'autres objets pointus dans le gilet chauffant
- Ne tirez pas ou ne tordez pas le cordon d'alimentation
- N'exposez pas le commutateur à l'humidité ou aux liquides

C CARE

- Si le fusible est grillé ou si la connexion thermique est rompue, rapportez le gilet chauffant au magasin où vous l'avez acheté.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par l'importateur ou son service après-vente, ou par une personne qualifiée afin d'éviter une situation dangereuse.
- Ne placez pas d'objets lourds comme une valise sur le gilet chauffant lorsqu'il est allumé.
- Ne placez aucune source de chaleur telle qu'une bouillotte sur le gilet chauffant lorsqu'il est allumé
- Vérifiez régulièrement le gilet chauffant pour déceler des défauts ou des signes d'usure. Si de tels signes apparaissent ou si le coussin chauffant n'a pas été utilisé correctement, cessez de l'utiliser et rapportez-le au magasin où vous l'avez acheté.
- Un cordon ou une fiche endommagé peut provoquer un choc électrique
- Assurez-vous de ne pas vous endormir avec le gilet chauffant. Une utilisation prolongée peut entraîner des brûlures de la peau
- Si l'appareil est utilisé pendant une période prolongée, par exemple lorsque l'utilisateur s'endort, les commandes doivent être réglées sur la position 1.
- Réglez l'appareil sur le réglage de température 1 avant de vous endormir ou de l'utiliser pendant une longue période.
- N'utilisez pas le gilet chauffant sur les parties de votre corps qui sont brûlées, blessées ou enflées
- N'utilisez pas le gilet chauffant lorsqu'il est humide ou mouillé et utilisez-le uniquement dans des environnements secs
- Assurez-vous que l'interrupteur n'est pas couvert. L'interrupteur chauffe pendant l'utilisation et doit pouvoir dissiper cette chaleur
- Ne pliez pas le coussin lorsqu'il est encore chaud
- Ce gilet chauffant ne doit pas être utilisé par de jeunes enfants à moins que l'interrupteur n'ait été pré-réglé par un parent ou que l'enfant ait été instruit sur la façon d'utiliser l'interrupteur en toute sécurité
- Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant d'une utilisation incorrecte.

C CARE






- Assurez-vous que le câble ne passe pas sur des angles vifs et assurez-vous que le câble ne passe pas sur une autre source de chaleur

LES ENFANTS DE MOINS DE TROIS ANS NE DOIVENT PAS UTILISER CET APPAREIL CAR ILS NE PEUVENT PAS RÉPONDRE À LA SURCHAUFFE.

CET APPAREIL NE DOIT PAS ÊTRE UTILISÉ PAR DES PERSONNES INSENSIBLES À LA CHALEUR ET D'AUTRES PERSONNES TRÈS VULNÉRABLES QUI NE PEUVENT PAS RÉPONDRE À LA SURCHAUFFE.

LES CÂBLES ET L'UNITÉ DE COMMANDE DE CET APPAREIL POURRAIENT ENTRAÎNER UN ENCHEVÊTLEMENT, TRÉBUCHEMENT, UN STOCKAGE UN EFFORT OU UN MARCHE S'ILS ONT INCORRECTEMENT INSTALLÉS. L'UTILISATEUR DOIT S'ASSURER QUE L'EXCÉDENT D'ATTACHE DE CÂBLES ET DE CÂBLES ELECTRIQUES SONT BIEN INSTALLÉS.

Veuillez suivre attentivement les instructions de lavage et les éventuels traitements ultérieurs. Les instructions ci-dessous indiquent exactement ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire avec le produit.

	NETTOYAGE À SEC EXCLU
	NE PAS BLANCHIR
	TISSUS DELICATS 30°C
	NE PAS SECHER AUX SÈGNE-LIGNE
	NE PAS REPASSER

APPLICATION DU PRODUIT

Le KTS220 a été spécialement développé pour fournir de la chaleur localement autour du cou, des épaules et du dos pour relâcher les muscles raides ou soulager la douleur.

Lorsque vous rangez l'appareil, laissez-le refroidir avant de le plier

Ne froissez pas l'appareil en plaçant des objets dessus avant de le ranger.

PRÉSENTATION DU PRODUIT



Chauffage d'épaule, corde et Régulateur avec indicateur de température

UTILISATION DU PRODUIT

Appliquez le coussin chauffant autour du cou et fermez les bouton-pression. Fixez le coussin autour de votre taille avec le cordon élastique avec boucle. Vous pouvez élargir ou raccourcir l'élastique pour un ajustement correct.

Branchez le cordon d'alimentation et allumez le pad en appuyant sur le bouton

marche / arrêt  du contrôleur. Les chiffres 1 et 90 apparaissent à l'écran. Le numéro 1 correspond au réglage de la température, le numéro 90 à la minuterie réglée. Vous pouvez régler la température en appuyant sur les boutons + et - du contrôleur

Position 0	:	le produit est éteint
Position 1 + 2	:	chaleur minimale
Position 3 + 4	:	chaleur moyenne
Position 5 + 6	:	chaleur maximale

Afin de chauffer rapidement le coussin, nous vous conseillons d'utiliser la position 6. Si vous souhaitez utiliser le produit plus longtemps, réglez la position 3.


Retirez la fiche de la prise murale après utilisation.

Ce produit est conçu pour un usage domestique, pas pour un usage professionnel.

N'utilisez pas ce produit sur les bébés, les nourrissons, les personnes insensibles à la chaleur, les personnes handicapées non surveillées et les animaux domestiques.

ARRÊT AUTOMATIQUE

Le coussin chauffant est équipé d'une minuterie réglable qui éteint automatiquement le produit après 30, 60 ou 90 minutes. Lorsqu'il est allumé, le réglage par défaut de la minuterie est de 90 minutes.

Appuyez sur le bouton de l'horloge  sur le contrôleur pour changer le réglage de la minuterie à 30 ou 60 minutes. Si vous souhaitez continuer à utiliser le produit après sa mise hors tension automatique, rallumez l'oreiller comme décrit ci-dessus. Veuillez noter que le réglage de la température est revenu à 1 et que la minuterie est réglée sur le réglage standard de 90 minutes.

Lorsque vous ne souhaitez plus utiliser le coussin chauffant, éteignez-le et débranchez-le de la prise. Si vous souhaitez stocker le coussin chauffant pendant une période plus longue, débranchez d'abord la fiche de la prise, puis retirez l'interrupteur du câble du coussin chauffant pour un rangement plus facile.

Attention::

Ce produit est conçu pour un usage domestique et non professionnel. N'utilisez pas ce produit sur les bébés, les nourrissons, les personnes insensibles à la chaleur, les personnes handicapées non surveillées et les animaux domestiques.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Avant de nettoyer le produit, débranchez le cordon d'alimentation et débranchez le câble du coussin pour éviter que le contrôleur ne soit mouillé.

Retirez les petites taches avec un chiffon doux ou une éponge humide avec quelques gouttes de détergent doux.

Le coussin n'est pas lavable en machine, ne peut pas être séché en machine, ne doit pas être essoré, ne doit pas être nettoyé à sec et ne doit pas être repassé.

N'utilisez plus l'oreiller tant qu'il n'est pas complètement sec.

Limitez le nombre de nettoyages pour éviter une usure supplémentaire.

SPECIFICATIONS

Produit	:	Chauffage d'épaule
Modèle	:	KTS220
Consommation	:	100 W

ÉLIMINATION RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT

La directive européenne 2002/96/CE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) stipule que les appareils électriques domestiques usagés ne peuvent pas être éliminés avec les déchets ménagers non triés. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser la récupération et le recyclage des matériaux qu'ils contiennent et de réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.



Le symbole représentant une poubelle barrée sur le produit vous rappelle l'obligation de collecte sélective lorsque vous jetez l'appareil usagé. Contactez votre administration locale pour plus d'informations sur l'élimination correcte de vos appareils usagés.

GARANTIE

CRESTA INTERNATIONAL B.V. garantit que ce produit est exempt de défauts de fabrication et d'erreurs matérielles pendant une période de 36 mois à compter de la date d'achat. En cas de défaut dans ce délai, CRESTA réparera ou remplacera gratuitement l'appareil à sa discrétion pour le même appareil ou un appareil équivalent. Cette garantie ne s'applique pas en cas d'usure normale ou si, de l'avis de CRESTA INTERNATIONAL B.V., le défaut a été causé par une mauvaise utilisation, une chute ou un impact, des dégâts d'eau, des piles qui fuient, le cas échéant, etc. La garantie n'est applicable que si la réclamation de garantie peut être démontrée avec le reçu d'achat.

N'essayez pas d'ouvrir le produit et de le réparer vous-même. Vos réclamations au titre de la garantie expireront

Conditions:

Si une réparation est nécessaire, vous pouvez retourner le produit au magasin où vous l'avez acheté. Vous pouvez également nous envoyer le produit directement. Envoyez un message à l'avance avec la description de votre réclamation et n'oubliez pas d'indiquer votre adresse complète - pas une boîte postale - lors de l'envoi afin que nous puissions vous retourner le produit après réparation ou remplacement. Si vous nous envoyez le produit, vous devez l'affranchir suffisamment. Après réparation ou échange, vous recevrez votre produit de notre part livré gratuitement.

Adresse de service:

Cresta International B.V

Rolbrugweg 4 | NL-1332 AS ALMERE

Pays-Bas

info@cresta-international.com

www.cresta-international.com

Sous réserve d'erreurs d'impression et de modifications

INSTRUKTIONEN

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf der C Care KTS220 Heizkissen für Hals und Schultern und bedanken uns für das Vertrauen, das Sie in unsere Marke und Produkte gesetzt haben.

Wir sind davon überzeugt, dass Sie mit diesem Kauf ein qualitativ hochwertiges Produkt haben, an dem Sie jahrelang Freude haben werden.

Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, auch wenn Sie mit dem Produkttyp vertraut sind. Sie erhalten nützliche Tipps, um Ihr Produkt optimal zu nutzen.

Wenn Sie nach dem Lesen dieses Handbuchs Fragen zu diesem Produkt und seiner Verwendung haben, senden Sie bitte eine E-Mail an die unten angegebene Adresse. Wir werden Ihre Frage umgehend beantworten.

CRESTA INTERNATIONAL BV

Rolbrugweg 4

NL-1332 AS ALMERE

Niederland

info@cresta-international.com

www.cresta-care.com

Tel: +31 36 3030063

WICHTIGE INFORMATIONEN, SPEICHERN SIE DIESES HANDBUCH FÜR ZUKÜNFTIGE VERWEISE

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitsbestimmungen. Bewahren Sie dieses Handbuch an einem leicht zugänglichen Ort auf. Wenn Sie das Produkt an jemanden übergeben, fügen Sie bitte auch dieses Handbuch bei.



Lesen Sie
die
Anweisungen



Nicht
benutzen
wenn
gefaltet
oder
zerknittert



Nicht mit
Nadeln
durchbohren



Nicht bei
jungen
Kindern
benutzen
(0-3
Jahre)

LESEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG SORGFÄLTIG DURCH UND BEFOLGEN SIE DIE ANWEISUNGEN

- Dieses Produkt ist nur für den Hausgebrauch in Innenräumen bestimmt, nicht für den professionellen Gebrauch in Krankenhäusern
- Verwenden Sie diese Heizweste nur mit dem Controller SS19
- Verwenden Sie die Heizweste nur zum Erwärmen Ihres Körpers. Es gibt Ihnen die Wärme an den Stellen, die Sie auf Ihrem Körper haben möchten.

C CARE

- Schließen Sie es nur an ein Netz mit der auf dem Pflegeetikett angegebenen Spannung an
- Die elektrische Heizweste darf nicht gefaltet oder zerknittert verwendet werden
- Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen und mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen können dieses Produkt verwenden, wenn sie in die sichere Verwendung des Produkts eingewiesen wurden und die Gefahren verstehen.
- Das Gerät sollte nicht von Kindern über drei Jahren verwendet werden, es sei denn, die Bedienungselemente wurden von einem Elternteil oder Erziehungsberechtigten voreingestellt und das Kind wurde ausreichend in die sichere Bedienung der Bedienungselemente eingewiesen.
- Verwenden Sie die Heizweste nicht bei Personen, die sich nicht ohne Hilfe bewegen können, Kindern unter 3 Jahren die nicht auf Überhitzung reagieren können, Personen die hitzeunempfindlich sind oder Tieren.
- Personen, die nur bis zu einem gewissen Grad hitzeempfindlich sind, dürfen die Heizweste nur unter Aufsicht benutzen.
- Kinder sollten nicht mit dem Produkt spielen
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Das Produkt darf von Kindern zwischen 3 und 8 Jahren unter Aufsicht und mit dem Regler immer auf die niedrigste Temperatureinstellung verwendet werden
- Die Kabel und der Controller des Gerätes können bei falscher Platzierung eine Gefahr des Verwickelns, Strangulierens, Stolperns oder Betretens darstellen. Der Benutzer muss sicherstellen, dass überschüssige Kabelbinder und elektrische Kabel sicher installiert sind.
- Stecken Sie keine Stifte oder andere scharfe Gegenstände in die Heizweste
- Ziehen oder verdrehen Sie nicht das Netzkabel
- Setzen Sie den Schalter weder Feuchtigkeit noch Flüssigkeiten aus
- Wenn die Sicherung durchgebrannt ist oder die thermische Verbindung unterbrochen ist, geben Sie das Heizkissen in das Geschäft zurück, in dem Sie es gekauft haben.






- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Importeur oder seiner Serviceabteilung oder von einer qualifizierten Person ersetzt werden, um gefährliche Situationen zu vermeiden.
- Stellen Sie im eingeschalteten Zustand keine schweren Gegenstände wie zB einen Koffer auf die Heizweste.
- Stellen Sie im eingeschalteten Zustand keine Wärmequellen wie z. B. eine Wärmflasche auf die Heizweste
- Kontrollieren Sie die Heizweste regelmäßig auf Defekte oder Gebrauchsspuren. Wenn solche Anzeichen auftreten oder die Heizweste nicht ordnungsgemäß verwendet wurde, stellen Sie die Verwendung ein und geben Sie es an das Geschäft zurück, in dem Sie es gekauft haben.
- Ein beschädigtes Kabel oder Stecker kann einen Stromschlag verursachen
- Achten Sie darauf, dass Sie mit der Heizweste nicht einschlafen. Längerer Gebrauch kann zu Hautverbrennungen führen
- Wird das Gerät über einen längeren Zeitraum verwendet, beispielsweise beim Einschlafen, sollten die Bedienelemente auf Position 1 gestellt werden.
- Stellen Sie das Gerät vor dem Einschlafen oder längerem Gebrauch auf Temperaturstufe 1 ein.
- Verwenden Sie die Heizweste nicht an Körperteilen, die verbrannt, verletzt oder geschwollen sind
- Verwenden Sie die Heizweste nicht, wenn es feucht oder nass ist und verwenden Sie es nur in trockenen Umgebungen
- Stellen Sie sicher, dass der Schalter nicht abgedeckt ist. Der Schalter wird während des Gebrauchs heiß und muss diese Wärme abführen können
- Falten Sie die Weste nicht, wenn es noch warm ist
- Diese Heizweste sollte nicht von kleinen Kindern verwendet werden, es sei denn, der Schalter wurde von einem Elternteil voreingestellt oder das Kind wurde in die sichere Bedienung des Schalters eingewiesen
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht über scharfe Ecken verläuft und stellen Sie sicher, dass das Kabel nicht über eine andere Wärmequelle verläuft

KINDER UNTER 3 JAHREN SOLLTEN DIESES GERÄT NICHT VERWENDEN, DA SIE NICHT AUF ÜBERHITZUNG REAGIEREN KÖNNEN.

DIESES GERÄT DARF NICHT VON PERSONEN VERWENDET WERDEN, DIE UNEMPFINDLICH GEGENÜBER HITZE SIND UND VON ANDEREN, HÖCHST VERLETZLICHEN PERSONEN, DIE NICHT AUF ÜBERHITZUNG REAGIEREN KÖNNEN

DIE KABEL UND DIE STEUEREINHEIT DIESES GERÄTS KÖNNEN BEI FALSCHEN INSTALLATION ZU VERSTRICKUNG, ERWÜRGUNG, STOLPERN ODER AUFTRETEN FÜHREN. DER BENUTZER SOLLTE SICHERSTELLEN, DASS ÜBERSCHÜSSIGE KABELBINDER UND ELEKTRISCHE KABEL SICHER INSTALLIERT SIND.

Bitte befolgen Sie die Waschanweisungen und mögliche Nachbehandlungen sorgfältig. Die folgenden Anweisungen geben genau an, was Sie mit dem Produkt tun können und was nicht.

	NICHT PROFESIONNEL REINIGEN
	NICHT BLEICHEN
	WASCHMASCHINE WASCHBAR MIT 30°C
	NICHT FÜR DEN TROCKNER GEEIGNET
	NICHT BÜGELN

PRODUKTANWENDUNG

Der KTS220 wurde speziell entwickelt, um Wärme lokal um den Hals, die Schultern und den Rücken zu liefern, um steife Muskeln zu lockern oder Schmerzen zu lindern.

Wenn Sie das Gerät lagern, lassen Sie es abkühlen, bevor Sie es zusammenklappen

Knicken Sie das Gerät nicht, indem Sie Gegenstände darauf ablegen, bevor Sie es lagern.

PRODUKT ÜBERSICHT



Heizweste, Kabel und Controller mit Temperaturindikator

ANWENDUNG

Legen Sie das Heizkissen um den Hals und schließen Sie die Druckknöpfe. Befestigen Sie das Kissen um Ihre Taille mit der elastischen Schnur mit Schnalle. Sie können das Gummiband für die richtige Passform breiter oder kürzer machen.

Stecken Sie das Netzkabel ein und schalten Sie die Heizung ein, indem Sie die Ein- /

Aus-Taste  am Controller-Schalter drücken. Die Nummern 1 und 90 erscheinen im Display. Die Nummer 1 steht für die Temperatureinstellung, die Nummer 90 für den eingestellten Timer.

Durch Drücken der Taste + oder - können Sie die Temperatureinstellung erhöhen oder verringern.

Position 0	:	Produkt ist ausgeschaltet
Position 1 + 2	:	minimale Hitze
Position 3 + 4	:	mittlere Hitze

Position 5 + 6 : maximale Hitze


Um das Kissen schnell aufzuheizen, empfehlen wir Ihnen, Position 6 zu verwenden. Wenn Sie das Produkt über einen längeren Zeitraum verwenden möchten, stellen Sie Position 3 ein.

Entfernen Sie den Stecker nach Gebrauch aus der Steckdose.
Achtung:

Dieses Produkt ist für den Heimgebrauch bestimmt, nicht für den professionellen Gebrauch. Verwenden Sie dieses Produkt nicht bei Säuglingen, Kleinkinder, hitzeunempfindlichen Personen, unbeaufsichtigten behinderten Menschen und Haustieren.

AUTOMATISCHE AUSSCHALTUNG

Das Heizkissen verfügt über einen einstellbaren Timer, der das Produkt nach 30, 60 oder 90 Minuten automatisch ausschaltet. Im eingeschalteten Zustand beträgt die Standardeinstellung des Timers 90 Minuten.

Drücken Sie die Uhrentaste  am Controller, um die Timer-Einstellung auf 30 oder 60 Minuten zu ändern.

Wenn Sie das Produkt nach dem automatischen Ausschalten weiterhin verwenden möchten, schalten Sie das Kissen wie oben beschrieben wieder ein. Denken Sie bitte daran, dass die Temperatureinstellung jetzt wieder 1 ist und der Timer auf die Standardeinstellung von 90 Minuten eingestellt ist.

Wenn Sie das Heizkissen nicht mehr verwenden möchten, schalten Sie das Kissen aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Wenn Sie das Heizkissen längere Zeit aufbewahren möchten, ziehen Sie zuerst den Stecker aus der Steckdose und ziehen Sie dann das Kabel mit dem Schalter vom Heizkissen ab.

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

Ziehen Sie vor dem Reinigen des Produkts das Netzkabel und das Kabel vom Kissen ab, um zu verhindern, dass der Controller nass wird.

Entfernen Sie kleine Flecken mit einem weichen Tuch oder einem feuchten Schwamm mit ein paar Tropfen mildem Reinigungsmittel.

Das Kissen ist nicht maschinenwaschbar, kann nicht im Trockner getrocknet werden, darf nicht ausgewrungen werden, darf nicht chemisch gereinigt werden und darf nicht gebügelt werden.

Verwenden Sie das Kissen erst wieder, wenn es vollständig trocken ist.

Begrenzen Sie die Anzahl der Reinigungen, um zusätzlichen Verschleiß zu vermeiden.

SPEZIFIKATIONEN

Produkt	:	Heizkissen für Nacken und Schulter
Model	:	KTS220
Verbrauch	:	100 W

UMWELTFREUNDLICHE ENTSORGUNG

Gemäß den europäischen Vorschriften 2002/96 / EG für Elektro- und Elektronikschrott dürfen Haushaltsgeräte nicht mit unsortiertem Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu Ihrer örtlichen Sammelstelle zurückgebracht werden, damit verschiedene Teile wiederverwendet werden können und somit weniger Auswirkungen auf den Hausmüll haben Umwelt.



Das durchgestrichene Abfallbehältersymbol auf diesem Produkt erinnert Sie an diese Verpflichtung. Informationen zu Ihren örtlichen Vorschriften erhalten Sie von Ihrem Gemeinderat

GARANTIE

CRESTA INTERNATIONAL B.V. garantiert, dass dieses Produkt für einen Zeitraum von 36 Monaten ab Kaufdatum frei von Herstellungsfehlern und Materialfehlern ist. Im Falle eines Defekts innerhalb dieser Frist repariert oder ersetzt CRESTA nach eigenem Ermessen das Gerät kostenlos für dasselbe oder ein gleichwertiges Gerät. Diese Garantie gilt nicht bei normalem Verschleiß oder wenn nach Ansicht von CRESTA INTERNATIONAL B.V. der Defekt durch unsachgemäße Verwendung, Herunterfallen oder Stöße, Wasserschäden, gegebenenfalls undichte Batterien und dergleichen verursacht wurde. Die Garantie gilt nur, wenn der Garantiesanspruch mit dem Kaufbeleg nachgewiesen werden kann.

Versuchen Sie nicht, das Produkt zu öffnen und selbst zu reparieren. Ihre Garantiesprüche verfallen.

Garantiesanspruch

Wenn eine Reparatur erforderlich ist, können Sie das Produkt an das Geschäft zurücksenden, in dem Sie es gekauft haben. Sie können das Produkt auch direkt an uns senden. Senden Sie vorab eine Nachricht mit Ihrer Beschwerdebeschreibung und vergessen Sie nicht, beim Senden Ihre vollständigen Adressdaten - kein Postfach - anzugeben, damit wir das Produkt nach Reparatur oder Austausch an Sie zurücksenden können. Wenn Sie das Produkt an uns senden, sollten Sie es ausreichend frankieren. Nach Reparatur oder Umtausch erhalten Sie Ihr Produkt von uns kostenlos geliefert.

Serviceadresse:

Cresta International B.V.
Rolbrugweg 4 | NL-1332 AS ALMERE
Niederlande
info@cresta-international.com
www.cresta-international.com

Druckfehler und Änderungen vorbehalten